



Принадлежности для операционных столов

mindray
healthcare within reach



Принадлежности для операционных столов

Принадлежности для операционных столов от компании Mindray отличаются практичностью, функциональностью, универсальностью и высокой надежностью. Разработанные в тесном сотрудничестве с хирургами, эти принадлежности обеспечивают удобное и легкое позиционирование пациента для разного типа хирургических вмешательств, что обеспечивает как безопасность пациента, так и комфорт хирурга.

При изготовлении операционных столов и принадлежностей к ним используется высококачественная нержавеющая сталь. Матрасы и столешницы выполнены из рентген-прозрачных материалов, что обеспечивает возможность проведения интраоперационного рентген-контроля.

Для того, чтобы предотвратить риск повреждения критических областей тела, Mindray предлагает защитные гелевые подушки для укладки пациента.



Положение пациента на спине



Положение пациента на животе



Положение пациента на боку



Литотомическое положение



mindray
healthcare within reach



01-12 Принадлежности
общего назначения

01



13-18 Головные секции

13



19-22 Ножные секции

19



23-24 Спинные секции

23



25-28 Принадлежности для гинекологии
и урологии

25



29-36 Принадлежности
для ортотравматологии

29



37-38 Аксессуары для эргономики
рабочего пространства

37




39-42 Гелевые защитные подушки

39

HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол

Разработанные специально для проведения наиболее сложных хирургических вмешательств, операционные столы HyBase 8300 и HyBase 8500 выдерживают нагрузку до 460 кг, обеспечивая высокий уровень безопасности и стабильности в любом положении. С функцией продольного сдвига столешницы на 480 мм операционные столы HyBase серии 8 идеально подходят для кардиохирургических вмешательств под рентген-контролем. Модульные столешницы позволяют адаптировать стол для проведения различных хирургических вмешательств.



- Продольный сдвиг столешницы до 480 мм для свободного доступа С-дуги
- Грузоподъемность 460 кг для непревзойденной стабильности и безопасности использования
- Модульный дизайн столешниц
- Функция предотвращения столкновений и повреждений секций стола
- Многослойный водонепроницаемый противопролежневый матрас с применением технологии ультразвуковой склейки швов
- Нижнее положение столешницы 575 мм от пола для проведения нейрохирургических вмешательств.
- Беспроводной пульт управления

HyBase 6100

Электрогидравлический операционный стол

Операционный стол HyBase 6100 обеспечивает multifunctionality использования и удобство работы операционной бригады благодаря большому диапазону регулировки высоты столешницы, эргономичному основанию и беспроводному пульту управления. Самое низкое положение столешницы составляет 498 мм от пола, что позволяет использовать стол специально для выполнения нейрохирургических и эндоскопических хирургических вмешательств. Кроме того, благодаря опции продольного сдвига столешницы до 320 мм данный стол отлично подходит для использования с С-дугой.

Операционный стол HyBase 6100 обладает максимальным набором функций, что в сочетании с прекрасными техническими характеристиками обеспечивает высокую эффективность использования.



- Продольный сдвиг столешницы до 320 мм для беспрепятственного доступа С-дуги
- Максимальная грузоподъемность (до 380 кг) обеспечивает безопасность использования и непревзойденную стабильность
- Безопасная рабочая нагрузка — 275 кг в нормальном положении
- Противопротезный водонепроницаемый матрас, изготовленный с применением технологии ультразвуковой склейки швов
- Самое низкое положение столешницы 498 мм для нейрохирургических и эндоскопических вмешательств
- Беспроводной пульт управления
- Дополнительный механогидравлический привод

HyBase 3000

Электрогидравлический операционный стол

Операционный стол HyBase 3000 обладает широким набором функций и высокими техническими характеристиками, что позволяет использовать его для проведения хирургических процедур разной сложности.

Данный стол отличается экономичностью и является одним из наилучших решений в своем классе.



Педаль тормоза для максимальной безопасности и стабильности.



Встроенные батареи обеспечат автономную работу в течение 50-80 операций. Резервная панель управления для управления столом в случае поломки или утери ручного пульта управления.

Кожух основания из нержавеющей стали (опция).

- Противолежневый водонепроницаемый матрас, изготовленный с применением технологии ультразвуковой склейки швов
- Электрогидравлический привод продольного сдвига столешницы на 300 мм для свободного доступа С-дуги
- Максимальная грузоподъемность до 230 кг
- Безопасная рабочая нагрузка 185 кг в нормальном положении
- Возврат в нулевое положение нажатием одной кнопки
- Переход в положения Flex и Reflex нажатием одной кнопки
- Рентгенпрозрачные столешницы для использования С-дуги
- Три способа управления: ручной пульт управления, резервная панель управления, ножной пульт

UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол

Надежность и функциональность операционного стола могут значительно повысить эффективность организации рабочего процесса в операционной. Разработанный специально для проведения разных типов хирургических вмешательств, операционный стол UniBase 30 способен значительно сократить время подготовки к операции и снизить нагрузку на медицинский персонал, при этом его возможности позволяют обеспечить комфортное и безопасное позиционирование пациента.



Функциональный
и эргономичный дизайн



Съемная головная секция



Встроенный почечный валик (опция)



Ножная педаль активации тормозной системы

- Грузоподъемность 185 кг в обычном положении
- Продольный сдвиг столешницы на 300мм (опция)
- Встроенный почечный валик с подъемом на 120мм (опция)
- Встроенные батареи обеспечат автономную работу в течение недели
- Механическая тормозная система для безопасности и стабильности
- Съемные раздельные ножные секции

Принадлежности общего назначения

Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает оптимальное позиционирование пациента и идеальные рабочие условия для медицинского персонала.

Надежное исполнение, простота в применении и эргономичность принадлежностей производства Mindray позволяют обеспечить нужную позицию пациента при всех типах хирургических вмешательств.



Принадлежности общего назначения



0092-30-102657

Зажим с квадратным отверстием

Универсальный зажим с квадратным отверстием, одночастный, для легких принадлежностей

Назначение:

Предназначен для крепления принадлежностей на боковые рельсы стола

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102655

Усиленный зажим с квадратным отверстием

Универсальный зажим с квадратным отверстием, одночастный, усиленный, для тяжелых принадлежностей

Назначение:

Предназначен для крепления принадлежностей на боковые рельсы стола

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102658

Зажим с круглым отверстием

Универсальный зажим с круглым отверстием, одночастный, для легких принадлежностей

Назначение:

Предназначен для крепления принадлежностей на боковые рельсы стола

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



0092-30-102656

Усиленный зажим с круглым отверстием

Универсальный зажим с круглым отверстием, односторонний, усиленный, для тяжелых принадлежностей

Назначение:

Предназначен для крепления принадлежностей на боковые рельсы стола

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-038243-00

Зажимы для ремней, пара

Зажимы для ремней, пара

Назначение:

Предназначены для крепления ремней для фиксации пациента в необходимом месте на боковых рельсах стола

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102643

Инфузионная стойка

Инфузионная стойка в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Назначение: для размещения емкостей с инфузионными растворами

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



0092-30-102645

Анестезиологическая дуга

Анестезиологическая дуга, одночастная, в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Фиксация операционной простыни

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-005689-00

U-образная анестезиологическая дуга

U-образная анестезиологическая дуга в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Фиксация операционной простыни

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase



0092-30-102654

Усиленная анестезиологическая дуга

Анестезиологическая дуга, П-образная, с двумя регулируемыми штангами, в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Фиксация операционной простыни

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



0092-30-102646

Опора для руки

Опора для руки с функцией вращения в горизонтальном положении в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы, с матрасом и двумя фиксирующими ремнями

Назначение:

Фиксация руки пациента для исключения непреднамеренных движений.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-016721-00 0092-30-102634

Усиленная опора для руки

Опора для руки с функциями подъема\опускания и вращения в горизонтальной плоскости в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы, с матрасом (из вискоэластичного материала или полиуретана) и двумя фиксирующими ремнями

Назначение:

Фиксация руки пациента для исключения непреднамеренных движений.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-030153-00

Опора для руки из углеродного волокна

Опора для руки из углеродного волокна в комплекте с вискоэластичным матрасом. Отсутствие металлических деталей обеспечивает полную рентгенпрозрачность.

Назначение:

Для использования с кардиохирургической секцией из углеродного волокна. Предназначена для расположения руки пациента в положении на спине.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

Принадлежности общего назначения



115-005693-00

Двойная опора для рук при укладке пациента на бок

Двойная опора для рук при укладке пациента на бок в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы, с матрасом

Назначение:

Фиксация двух рук пациента при положении на боку

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102648

Опора для руки при укладке пациента на бок

Опора для руки при укладке пациента на бок в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы, с матрасом

Назначение:

Фиксация руки пациента при укладке пациента на бок

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-038996-00

Специальная опора для руки

Опора для руки специального назначения

Назначение:

Фиксация руки пациента на время операции, отсутствие давление в области плеча предотвращает возможные повреждения нервов

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

Принадлежности общего назначения



115-007051-00

Ремень для фиксации руки

Ремень для фиксации руки

Назначение:

Для крепления на анестезиологической дуге с целью фиксации руки пациента

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-007053-00

Фиксирующая манжета

Ремень-фиксатор запястья в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Крепится на боковые рельсы для фиксации руки пациента

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102640

Фиксирующий ремень

Ремень для фиксации туловища

Назначение:

Фиксация туловища пациента на столе во время проведения хирургической операции.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



0092-30-102669 0092-30-102638

Опоры для туловища

Опора для крестца в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы
Опора для симфиза в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Поддержка туловища пациента для исключения непреднамеренных движений.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102650

Опоры для туловища, комплект

Комплект из двух малых опор для туловища в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Поддержка туловища пациента для исключения непреднамеренных движений.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102637 0092-30-102671

Усиленные опоры для плеч

Правая/левая опора для плеч пациента в комплекте с зажимом для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Поддержка пациента на операционном столе при приведении стола в положение Тренделенбурга

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



0092-30-102649

Усиленные опоры для плеч

Комплект из двух опор для плеч (правая\левая, с зажимами для крепления на боковые рельсы)

Назначение:

Поддержка пациента на операционном столе при приведении стола в положение Тренделенбурга

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102639

Подушка для спинальной хирургии

Подушка для операций на межпозвонковых дисках из вискоэластичного материала

Назначение:

Поддержка туловища пациента в положении для операции на межпозвоночных дисках

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102641

Держатель рентген-кассет

Держатель рентгенографической кассеты (подходит для разных размеров)

Назначение:

Фиксация рентгенографической кассеты под столом

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



115-030812-00

Поручни для родовспоможения

Комплект из двух поручней для родовспоможения с зажимами для крепления на боковые рельсы

Назначение:

Для использования в родовых палатах

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-012839-00

Поддон для инструментов

Поддон для хирургических инструментов с креплением на боковые рельсы стола

Назначение:

Удобное размещение хирургических инструментов в зоне работы хирурга

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-012837-00

Столик Мейо

Столик Мейо с креплением на боковые рельсы стола

Назначение:

Удобное размещение хирургических инструментов в зоне работы хирурга

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности общего назначения



115-033429-00

Дополнительный боковой рельс

Дополнительный элемент для удлинения бокового рельса

Назначение:

Позволяет увеличить длину бокового рельса для размещения принадлежностей

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-039082-00

Дополнительный боковой рельс

Дополнительный элемент для расширения бокового рельса

Назначение:

Крепится на боковые рельсы с целью создания дополнительного пространства для размещения принадлежностей

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-030814-00

Расширяющая секция

Дополнительный элемент для расширения поверхности операционного стола в комплекте с зажимами для крепления

Назначение:

Применяется для расширения поверхности столешницы для комфортного позиционирования тучных пациентов

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



Аксессуары для фиксации головы и конечностей пациента

Модульный дизайн столешницы и большой ассортимент навесных принадлежностей и дополнительных секций обеспечивают возможность адаптировать операционный стол для различных типов операций, делая его универсальным решением в операционной.



Аксессуары для фиксации головы пациента



115-028574-00 115-028576-00

Головная секция

Головная секция с функцией подъема\опускания в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна

Назначение:

Расположение головы пациента во время проведения хирургического вмешательства

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase



115-028703-00 115-028705-00

Головная секция с двойной артикуляцией

Головная секция с функцией подъема\опускания в двух плоскостях в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна

Назначение:

Расположение головы пациента во время проведения хирургического вмешательства

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase



115-007045-00

Офтальмологическая головная секция

Офтальмологическая головная секция (крепится к столу посредством адаптера для нейрохирургических принадлежностей) с металлической опорой

Назначение:

Расположение головы пациента и поддержка рук хирурга во время проведения офтальмологических вмешательств

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Головные секции и фиксация черепа



115-005695-00

Подковообразный подголовник, тип 1

Подковообразный обжимающий подголовник с регулируемым размером (фиксация на одну штангу)

Назначение:

Поддержка головы пациента во время проведения нейрохирургических вмешательств. Фиксируется на операционном столе посредством адаптера для нейрохирургических принадлежностей

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-012835-00

Подковообразный подголовник, тип 2

Подковообразный обжимающий подголовник с регулируемым размером (фиксация на две штанги)

Назначение:

Поддержка головы пациента во время проведения нейрохирургических вмешательств. Фиксируется на операционном столе посредством адаптера для нейрохирургических принадлежностей

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102642

Адаптер для нейрохирургических принадлежностей

Адаптер для крепления нейрохирургических принадлежностей на операционном столе

Назначение:

Адаптер фиксируется на боковых рельсах операционного стола и используется для крепления нейрохирургических и офтальмологических головных секций, а также для крепления аксессуаров жесткой фиксации черепа

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

Головные секции и фиксация черепа



115-034319-00

Универсальный адаптер для нейрохирургических принадлежностей

Адаптер для крепления нейрохирургических принадлежностей на операционном столе

Назначение:

Адаптер фиксируется на боковых рельсах операционного стола и используется для крепления нейрохирургических и офтальмологических головных секций, а также для крепления аксессуаров жесткой фиксации черепа

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



DJ15-0101-001

Система жесткой фиксации черепа

Алюминиевая скоба для жесткой фиксации черепа (включает в себя основное крепление, шарнирный переходник и черепной фиксатор, черепные штифты в комплект поставки не входят)

Назначение:

Используются для обеспечения жесткой фиксации черепа пациента в положении на спине, животе, на боку (система фиксируется на крепление нейрохирургических принадлежностей 0092-30-102642) и в положении сидя (вместе с П-образной рамой DJ15-0101-101). Система поставляется только в составе принадлежностей вместе с операционными столами Mindray

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Головные секции и фиксация черепа



DJ15-0101-101

П-образная рама

П-образная рама с зажимами

Назначение:

Используется для крепления системы жесткой фиксации черепа при положении пациента сидя. Поставляется только в составе принадлежностей вместе с операционными столами Mindray.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



DJ15-0101-201 DJ15-0101-203

Черепные штифты для взрослых

Комплект из 3 черепных штифтов для взрослых (материал – титан или нержавеющая сталь)

Назначение:

Для использования с системой жесткой фиксации черепа. Поставляется только в составе принадлежностей вместе с операционными столами Mindray.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



DJ15-0101-202 DJ15-0101-204

Черепные штифты педиатрические

Комплект из 3 черепных штифтов для детей (материал – титан или нержавеющая сталь)

Назначение:

Для использования с системой жесткой фиксации черепа. Поставляется только в составе принадлежностей вместе с операционными столами Mindray.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



Ножные секции



115-028580-00 115-028578-00

Ножные секции

Ножные секции, пара (левая и правая), в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна

Назначение:

Расположение ног пациента во время проведения хирургического вмешательства

**Для использования
с операционными
столами:**

8500/8300
HyBase



115-028582-00 115-028584-00

Ножные секции с двойной артикуляцией

Ножные секции с двойной артикуляцией, пара (левая и правая), в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна

Назначение:

Расположение ног пациента во время проведения хирургического вмешательства. Двойная артикуляция обеспечивает больше пространства для хирурга при разведении секций.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500/8300
HyBase



115-033426-00 115-038559-00

Ножные секции, четырехчастные

Ножные секции четырехчастные, пара (левая и правая), в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна

Назначение:

Расположение ног пациента во время проведения хирургического вмешательства. Дополнительное соединение позволяет сгибать секцию под углом 90°. Используется при положении пациента лежа, литотомическом положении и других положениях.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500/8300
HyBase

Ножные секции



115-035792-00 115-037739-00

Нераздельная ножная секция

Единая ножная секция в комплекте с противолежневым вискоэластичным матрасом. Навесная система крепления секции (для использования в составе модульной столешницы)

Назначение:

Расположение ног пациента во время проведения хирургического вмешательства.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase



115-005683-00 115-005685-00

Нераздельная ножная секция

Единая ножная секция в комплекте с противолежневым вискоэластичным матрасом или полиуретановым матрасом.

Назначение:

Расположение ног пациента во время проведения хирургического вмешательства.

Для использования
с операционными
столами:

6100
HyBase

3000
HyBase



115-033425-00

Транспортная секция

Навесная транспортная секция

Назначение:

Используется для временной поддержки ног пациента при его позиционировании.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

Аксессуары для фиксации ног пациента



115-012841-00

Фиксаторы бедра

Фиксаторы бедра, пара, в комплекте с зажимами для фиксации на боковых рельсах.

Назначение:

Используются для фиксации ног пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-012843-00

Фиксаторы голени

Фиксаторы голени, пара, в комплекте с зажимами для фиксации на боковых рельсах.

Назначение:

Используются для фиксации ног пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102636 0092-30-102667

Опоры для ступней

Правая\левая опора для ступней, в комплекте с зажимом для фиксации на боковых рельсах.

Назначение:

Используются в качестве опоры при обратном положении Тренделенбурга

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Аксессуары для фиксации ног пациента



115-033430-00

Фиксирующие ремни (для бедра)

Ремни для фиксации бедра, пара

Назначение:

Используются для фиксации бедра пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-033431-00

Фиксирующие ремни (для голени)

Ремни для фиксации голени, пара

Назначение:

Используются для фиксации ног пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Спинные секции и принадлежности



115-033428-00 115-038564-00

Короткая верхняя спинная секция

Дополнительная навесная спинная секция в комплекте с противопрлежневым вискоэластичным матрасом

Назначение:

Расположение туловища пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase



115-029430-00 115-029432-00

Удлинительная секция

Удлинительная секция с вырезом, длина 250 мм, в комплекте с противопрлежневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна.

Назначение:

Для увеличения длины столешницы операционного стола со стороны головной или ножных секций.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase



115-028586-00 115-028588-00

Верхняя спинная секция

Верхняя спинная секция в комплекте с противопрлежневым вискоэластичным матрасом. Опционально столешница может быть выполнена из углеродного волокна.

Назначение:

Расположение туловища пациента во время проведения хирургических вмешательств

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

Спинные секции и принадлежности



115-029434-00

Кардиохирургическая секция

Кардиохирургическая секция из углеродного волокна, длина 1180 мм, в комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом и телескопической опорой.

Назначение:

Секция выполнена полностью из углеродного волокна (металл используется только в зоне крепления на операционный стол) и обеспечивает свободный доступ С-дуги на 360°. Позволяет выполнять кардиохирургические вмешательства и операции на позвоночнике под рентген-контролем. Углеродное волокно обеспечивает максимальную четкость изображений.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase



115-030151-00

Адаптер для принадлежностей

Адаптер с боковыми рельсами для крепления принадлежностей. Для использования с кардиохирургической секцией. Столешница выполнена из углеродного волокна.

Назначение:

Используется вместе с кардиохирургической секцией в любом ее месте и обеспечивает возможность крепления дополнительных принадлежностей (например, подлокотников или опор для плеч) на рельсы европейского стандарта.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase



115-030153-00

Подлокотник

Подлокотник из углеродного волокна для использования с кардиохирургической секцией. В комплекте с противопрележневым вискоэластичным матрасом. Пара.

Назначение:

Рентгенпрозрачный подлокотник без металлических частей используется вместе с кардиохирургической секцией в качестве опоры для рук пациента в положении на спине.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

Принадлежности для гинекологии и урологии

Использование дополнительных принадлежностей обеспечит удобное расположение пациента и эргономичность рабочего пространства при проведении гинекологических и урологических оперативных вмешательств. Навесная транспортная секция облегчит позиционирование конечностей пациента, а дизайн ножных секций позволяет расположить их так, чтобы обеспечить пространство для работы хирурга без необходимости отсоединения секций. Вырез в основании предоставляет больше места для ног хирурга, а дизайн дополнительной спинной секции с вырезом позволяет проводить гинекологические операции в реверсивной ориентации столешницы.



Принадлежности для гинекологии и урологии



115-022794-00

Гинекологические опоры для ног

Опоры-сапожки с пневмоприводом, пара, в комплекте с зажимами для крепления на боковых рельсах операционного стола.

Назначение:

Позиционирование конечностей пациента в литотомическом положении

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102635

Опоры для ног по Геппелю

Опора для ног по Геппелю, 1 шт. в комплекте с зажимом для крепления на боковых рельсах операционного стола.

Назначение:

Позиционирование конечностей пациента для гинекологических и проктологических вмешательств.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



0092-30-102647

Опоры для ног по Геппелю, легкий тип

Опора для ног по Геппелю малой грузоподъемности, пара, в комплекте с зажимами для крепления на боковых рельсах операционного стола.

Назначение:

Позиционирование конечностей пациента для гинекологических и проктологических вмешательств.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности для гинекологии и урологии



115-034318-00

Дренажный таз

Универсальный дренажный таз для использования со всеми моделями операционных столов Mindray. Крепится на боковые рельсы.

Назначение:

Сбор жидкостей при операциях в литотомическом положении.

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-005697-00

Дренажный таз

Дренажный таз для использования с операционным столом Mindray HyBase 6100.

Назначение:

Сбор жидкостей при операциях в литотомическом положении.

Для использования
с операционными
столами:

6100
HyBase



115-013018-00

Дренажный таз

Дренажный таз для использования с операционным столом Mindray HyBase 3000.

Назначение:

Сбор жидкостей при операциях в литотомическом положении.

Для использования
с операционными
столами:

3000
HyBase

Принадлежности для гинекологии и урологии



115-007043-00

Опоры-петли

Опоры-петли для конечностей пациента, пара, в комплекте с зажимами для крепления на боковых рельсах операционного стола.

Назначение:

Позиционирование конечностей пациента.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-007049-00

Устройство для проктологических операций.

Устройство для позиционирования пациента в коленно-локтевом положении.

Назначение:

Удобное позиционирование пациента для проктологических операций.

Для использования с операционными столами:

6100
HyBase

3000
HyBase

Принадлежности для ортопедии и травматологии

Mindray предлагает полный ассортимент дополнительных принадлежностей для позиционирования пациента при ортотравматологических вмешательствах, включая модульные секции для вытяжения верхних и нижних конечностей, и приспособления для артроскопических операций. Основной материал – высококачественная нержавеющая сталь. Специальный дизайн травматологических приставок к столу обеспечивает возможность работы с С-дугой, а для наилучшей визуализации доступна опция исполнения из углеродного волокна.



Устройство для вытяжения предплечья
с держателем кисти по Вайнбергеру



Устройство для вытяжения плеча
с держателем кисти по Вайнбергеру



Секция для ортотравматологических вмешательств



Секция для операций на голени



Секция для операций на бедре в положении на боку

Принадлежности для ортопедии и травматологии



115-029436-00

Секция для ортотравматологических вмешательств из углеродного волокна

Секция для ортотравматологических вмешательств, выполнена из углеродного волокна, в комплекте с тележкой для транспортировки

Назначение:

Секция для ортотравматологических вмешательств на нижних конечностях под рентген-контролем, материал исполнения углеродное волокно обеспечивает высокую четкость изображений.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase



115-033409-00

Секция для ортотравматологических вмешательств

Секция для ортотравматологических вмешательств в комплекте с тележкой для транспортировки

Назначение:

Секция для ортотравматологических вмешательств на нижних конечностях

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase



115-009425-00

Секция для ортотравматологических вмешательств

Секция для ортотравматологических вмешательств в комплекте с тележкой для транспортировки

Назначение:

Секция для ортотравматологических вмешательств на нижних конечностях

Для использования с операционными столами:

6100
HyBase

3000
HyBase

Принадлежности для ортопедии и травматологии



115-033410-00

Секция для ортотравматологических вмешательств

Секция для ортотравматологических вмешательств в комплекте с тележкой для транспортировки

Назначение:

Секция для ортотравматологических вмешательств на нижних конечностях

Для использования с операционными столами:

30
UniBase



115-007055-00

Секция для операций на голени

Дополнительная приставка к секции для ортотравматологических вмешательств

Назначение:

Выполнение ортотравматологических вмешательств на малоберцовой и большеберцовой костях

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-007057-00

Секция для операций на бедре в положении на боку

Дополнительная приставка к секции для ортотравматологических вмешательств

Назначение:

Выполнение ортотравматологических вмешательств на бедре в положении пациента на боку

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности для ортопедии и травматологии



115-011817-00

Треугольные расширяющие пластины

Треугольные поддерживающие пластины для ортотравматологической секции, пара

Назначение:

Для расширения тазовой опоры секции для ортотравматологических вмешательств

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-033422-00

Устройство для вытяжения плеча

Устройство для вытяжения плеча с держателем кисти по Вайнбергеру

Назначение:

Для выполнения оперативных вмешательств на предплечье, включает в себя упор для локтевого сустава и устройство для фиксации кисти по Вайнбергеру

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-033421-00

Устройство для вытяжения предплечья

Устройство для вытяжения предплечья с держателем кисти по Вайнбергеру

Назначение:

Для выполнения оперативных вмешательств на предплечье, включает в себя упор для плеча, упор для локтевого сустава и устройство для фиксации кисти по Вайнбергеру

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Принадлежности для ортопедии и травматологии



115-033415-00

Секция для операций на плече

Секция для операций на плече с противопрележневым вискоэластичным матрасом

Назначение:

Выполнение оперативных вмешательств на верхних конечностях.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-007047-00

Секция для операций на верхних конечностях

Секция для операций на верхних конечностях с противопрележневым вискоэластичным матрасом

Назначение:

Выполнение оперативных вмешательств на верхних конечностях.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-033414-00

Секция для артроскопии плечевого сустава

Секция для артроскопии плечевого сустава в положении «Пляжное кресло»

Назначение:

Выполнение артроскопии плечевого сустава в положении полусидя. Трехчастная плечевая секция со съемными сегментами справа и слева обеспечат поддержку пациента и удобный доступ к операционному полю, высота установки подголовника регулируется под конкретную ситуацию.

Для использования с операционными столами:

8500/8300
HyBase

Принадлежности для ортопедии и травматологии



115-033413-00

Артроскопическая опора

Устройство для фиксации колена
для артроскопических операций

Назначение:

Выполнение артроскопических операций
на коленном суставе

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



115-033416-00

Опора для колена

Опора для стабилизации колена
для проведения оперативных вмешательств

Назначение:

Выполнение артроскопических операций
на коленном суставе

Для использования
с операционными
столами:

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase



Аксессуары для эргономики рабочего пространства



115-028600-00 115-028598-00

Инфракрасный пульт управления

Беспроводной пульт управления с ЖК экраном, опционально с функцией продольного сдвига столешницы, с зарядным устройством.

Назначение:

Управление электрогидравлическими регулировками положений операционного стола из любого места в операционной.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500 / 8300
HyBase



115-028596-00 115-028594-00

Проводной пульт управления

Проводной пульт управления с ЖК экраном, опционально с функцией продольного сдвига столешницы.

Application:

Управление электрогидравлическими регулировками положений операционного стола.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500 / 8300
HyBase



HyBase 3000: 115-013058-00 ; 115-013063-00
HyBase 6100: 0092-30-102695; 0092-30-102696

Проводной пульт управления

Проводной пульт управления для операционных столов Mindray HyBase 6100 и 3000, опционально с функцией продольного сдвига столешницы.

Назначение:

Управление электрогидравлическими регулировками положений операционного стола.

**Для использования
с операционными
столами:**

6100
HyBase

3000
HyBase



0092-30-102644

Ножной пульт управления

Ножной пульт управления
на 3 электрогидравлические регулировки

Назначение:

Управление подъемом\опусканием
столешицы, приведение столешицы
в положения Тренделенбурга и боковые
наклоны путем нажатия на ножные педали.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase



115-008220-00

Тележка для принадлежностей

Тележка для навесных аксессуаров
для операционных столов

Назначение:

Удобное расположение и хранение
различных навесных принадлежностей
к операционным столам.

**Для использования
с операционными
столами:**

8500/8300
HyBase

6100
HyBase

3000
HyBase

30
UniBase

Гелевые защитные подушки



- 115-005872-00 Гелевый подголовник, большой, 20×7×7 см
- 115-005873-00 Гелевый подголовник, средний, 20×7×5 см
- 115-005877-00 Гелевый подголовник, малый, 20×7×3 см
- 115-005874-00 Педиатрический гелевый подголовник, большой, 14×5×3 см
- 115-005878-00 Педиатрический гелевый подголовник, средний, 14×7×2.5 см
- 115-005875-00 Педиатрический гелевый подголовник, малый, 10×4×2.5 см
- 115-005876-00 Гелевый подголовник для новорожденных, 8×3×2 см



- 115-005885-00 Подковообразный гелевый подголовник, большой, 20×7×7 см
- 115-005886-00 Подковообразный гелевый подголовник, средний, 20×7×5 см
- 115-005887-00 Педиатрический подковообразный гелевый подголовник, большой 14×5×3 см
- 115-005888-00 Педиатрический подковообразный гелевый подголовник, малый, 10×4×2.5 см
- 115-005889-00 Подковообразный гелевый подголовник для новорожденных, 8×3×2 см
- 115-005890-00 Подковообразный гелевый подголовник, малый, 20×7×3 см




- 115-005896-00 Офтальмологический гелевый подголовник, большой, 23×23×4 см
- 115-005897-00 Офтальмологический гелевый подголовник, малый, 22×19×6 см
- 115-005898-00 Офтальмологический гелевый подголовник, средний, 24×22×7 см
- 115-038076-00 Офтальмологический гелевый подголовник, педиатрический, 15×15×3.5 см



- 115-005864-00 Защитная гелевая подушка при положении пациента лицом вниз, большая, 28×24×14 см
- 115-005830-00 Защитная гелевая подушка при положении пациента лицом вниз, малая, 25×20×10 см
- 115-038074-00 Защитная гелевая подушка при положении пациента лицом вниз, с полной поддержкой, 23×20×11 см
- 115-038075-00 Педиатрическая защитная гелевая подушка при положении пациента лицом вниз, полная поддержка, 21×18×11 см




- 115-005892-00 Универсальная подушка при положении пациента на спине, 18×18×8 см




- 115-005900-00 Универсальная защитная подушка, большая, 25×23×6 см
- 115-005832-00 Универсальная защитная подушка, малая, 25×18×3 см

Гелевые защитные подушки




- 115-005910-00 Защитная подушка для позиционирования пациента на боку, 72×46×15 см



- 115-005788-00 Защитная подушка для позиционирования пациента лицом вниз, 63×46×15 см
- 115-038080-00 Защитная подушка для позиционирования пациента лицом вниз, 60×49×18 см



- 115-038080-00 Защитная подушка для позиционирования пациента лицом вниз, 60×49×18 см



- 115-038077-00 Защитная подушка при операциях на щитовидной железе, 48×39×9 см



- 115-005803-00 Короткий гелевый валик, большой, 30×15×7 см
- 115-005807-00 Короткий гелевый валик, средний, 30×10×7 см
- 115-005804-00 Короткий гелевый валик, малый, 30×10×4 см
- 115-038079-00 Педиатрический гелевый валик 20×10×7 см



- 115-005805-00 Длинный гелевый валик, большой, 50×15×7 см
- 115-005808-00 Длинный гелевый валик, средний, 50×10×7 см
- 115-005806-00 Длинный гелевый валик, малый, 50×10×4 см

Гелевые защитные подушки



- 115-005796-00 Гелевый фиксирующий ремень для туловища, 60×7×1 см
- 115-005906-00 Защитный ремень для локтей, 40×15×1,5 см
- 115-005822-00 Защитный ремень для щиколоток, 45×7×1 см
- 115-005908-00 Защитный ремень для запястий, 25×5×1 см



- 115-005790-00 Универсальная защитная подушка (для грудины\тазовых костей), 50×20×7 см




- 115-005794-00 Защитный валик для упора ортотравматологической секции, 27×20×1,5 см



- 115-005903-00 Универсальный защитный матрас для подлокотника, короткий, 40×16×1 см
- 115-005904-00 Универсальный защитный матрас для подлокотника, длинный, 60×16×1 см



- 115-005811-00 Защитная подушка для конечности пациента, длинная, 50×15×4 см
- 115-005812-00 Защитная подушка для конечности пациента, короткая, 40×15×4 см



- 115-005818-00 Универсальная квадратная защитная подушка, малая, 30 x 20 x 1,5 см
- 115-005819-00 Универсальная квадратная защитная подушка, средняя, 40 x 24 x 1,5 см
- 115-005820-00 Универсальная квадратная защитная подушка, большая, 50 x 30 x 1,5 см
- 115-038078-00 Универсальная квадратная защитная подушка для бедра, 50×40×1,5 см

Гелевые защитные подушки



· 115-005814-00 Защитная подушка для пяток, 1 шт.,
18×10×7см



· 115-038078-00 Универсальная квадратная защитная
подушка, 50×40×1,5 см



· 115-005826-00 Комплект защитных гелевых матрасов
по секциям операционного стола.

Материалы и информация, представленные в данном рекламном материале, распространяются по всему миру, и могут быть недоступны в отдельных регионах. Для уточнения информации о возможности приобретения продуктов или услуг в Вашем регионе, свяжитесь с региональным представительством.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Goebelstrasse 21, 3. OG, 64293 Darmstadt
Voice: (49 6151) 3910 0
Fax: (49 6151) 3910 300

Mindray (UK) Limited

Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park,
Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121

Mindray Medical Rus Co.Ltd

129110, Russia, Moscow, Olimpiyskiy prospect 16, bld. 5
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA,Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP,
CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate,Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-8, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTİ MEVKİLİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara

TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New patchaburee Road, Kwaeng Bangkokapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

Mindray Medical Korea

KN1 Tower 9F 823-19 Yeoksam dong, Seoul-ganum, Korea
Tel: 008225688040
Fax: 008225688042

mindray
healthcare within reach

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС

129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)

www.mindray.com