


# Meril Endo-Surgery

Устройства для закрытия ран (шовный материал)



## Прочие продуктовые линейки

Сшивающие аппараты | Гемостатические средства | Электрокоагуляторы | Продукция для герниопластики  
Клипсы для лигирования | Клеи | Троакары | Хлопчатобумажный пупочный тейп | Костный воск



# Инфраструктура

Современное производственное предприятие Meril, сертифицированное по стандарту ISO 13485, расположено на 180 акрах земли и занимает площадь более 300 000 кв. футов. Оно построено для удовлетворения самых строгих потребностей наших предприятий в области сердечно-сосудистой, ортопедической, диагностической и эндо хирургии.

Высокие уровни интеграции производственных систем обеспечивают компании слияние с другими предприятиями, поставляющими сырье, способствуют движению людей и предусматривают полный контроль над процессами

производства для устранения технологических ошибок при выпуске готовой продукции. Все производственные процессы и стерилизация проводятся собственными силами, в дополнение к аналитическим и микробиологическим тестам качества, необходимым для соответствия производственным стандартам мирового класса.



# Таланты

Более 10 000 сотрудников Meril - это сильная опытная команда, состоящая из дизайнеров, инженеров, химиков, микробиологов, экспертов по нормативным вопросам, ученых в области исследований и разработок, клинических экспертов, юристов, специалистов в области

экономики, продаж и маркетинга, обладающих инновационными способностями. Наша команда работает ради улучшения и сохранения жизней, предлагая революционные решения для профилактики, диагностики и лечения.



# Meril Академия

В то время как, инновации и достижения в области медицинских технологий играют жизненно важную роль в развитии здорового общества, не меньшая заслуга принадлежит обучению и передаче практических навыков врачам, клиницистам и другим представителям медицинского сообщества. Эта инициатива поможет преодолеть разрыв между имеющимися технологиями, их внедрением и реализацией на практике с целью улучшения заботы о пациентах.

Занимая площадь 18 000 квадратных метров, окруженная пышной зеленой природной красотой, Академия Meril располагается в штаб-квартире компании Meril в Вапи. Академия Meril работает на уровне центров мирового класса для повышения эффективности медицинских специалистов и молодых врачей-интернов.

## Демократизация Образования Через Глобальные Meril Академии



FRANKFURT



MADRID



ISTANBUL



MOSCOW



SAO PAULO



GLOBAL HQ INDIA



# Meril Endo-Surgery

В соответствии с целью разработки новых, клинически значимых и ультрасовременных хирургических устройств, компания Meril расширяет свой ассортимент эндохирургических услуг. В Meril мы стремимся создавать и совершенствовать продукты, используя инновационное мышление, передовые технологии и сотрудничество с медицинскими работниками и организациями здравоохранения, с целью выявления клинических потребностей и вопло-

щения их в передовые решения на рынке.

Цель компании Meril - стать универсальным поставщиком решений для хирургов, предоставляя им обширный ассортимент продукции, включающий рассасывающиеся и нерассасывающиеся хирургический шовный материал, степлеры, гемостатики, сетки для герниопластики



# Meril Endo-Mechanical Devices

Meril Endo-Surgery Pvt Ltd, одна из самых быстрорастущих компаний по производству медицинского оборудования, представляет свои механические сшивающие устройства для базовых и лапароскопических хирургических процедур. Мы занимаемся разработкой, производством, продажей и обслуживанием клиентов и стремимся предоставлять высококачественные и надежные продукты, такие как хирургические степлеры, троакары, зажимы для перевязки и кожный степлер. Линейка сшивающих устройств Mirus™ обеспечивает желаемый результат для пациента при надлежащем гемостазе и безопасности раны.

Эндохирургическая продукция Meril используется более чем в 100 странах при экспертной клинической поддержке наших клиентов. В ближайшие годы мы готовы предложить широкий ассортимент продукции, в том числе линейный сшивающе-режущий эндоскопический аппарат с электроприводом, полимерные зажимы для лигирования, ультразвуковые энергетические устройства и т.д.





# Содержание

## Синтетические рассасывающиеся нити

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>MITSU AB</b>  | 14 |
| <b>MITSU</b>     | 21 |
| <b>MITSU FST</b> | 31 |
| <b>MEGASORB</b>  | 34 |
| <b>FILAXYN</b>   | 37 |
| <b>FILAPRON</b>  | 41 |

## Натуральные нерассасывающиеся нити

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>FILASILK</b> | 44 |
|-----------------|----|

## Синтетические нерассасывающиеся нити

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>FILAMIDE</b>                      | 47 |
| <b>FILAPROP</b>                      | 51 |
| <b>MERICRON XL</b>                   | 60 |
| <b>MERICRON XL P (с прокладками)</b> | 65 |

## Сетки

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>MERINEUM</b>      | 68 |
| <b>FILAPROP MESH</b> | 70 |

## Хирургические степлеры

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Эндокаттетер MIRUS™                    | 72 |
| Линейный сшивающе-режущий MIRUS™       | 74 |
| Перезаряжаемый линейный степлер MIRUS™ | 76 |
| Циркулярный сшивающий аппарат MIRUS™   | 78 |
| Геморроидальный степлер MIRUS™         | 80 |
| Кожный степлер MIRUS™                  | 82 |

## Заккрытие ран

Раны, не заживающие естественным образом, лечат с помощью устройств для закрытия ран. Края раны необходимо удерживать напротив друг друга до тех пор, пока в результате процесса заживления, рана не приобретет надлежащую прочность, чтобы выдерживать нагрузку, без какой-либо помощи. Рану можно лечить с помощью различных устройств, таких как нити, сшивающие инструменты, клеи местного применения или зажимы. Различные ткани обладают уникальными функциями и свойствами. Принимая решение о том, что применить для закрытия раны, необходимо учитывать потребности заживления конкретной ткани. Наиболее распространенным устройством, используемым для закрытия ран, является шовный материал. Шовный материал, это стерильные хирургические нити, использующиеся для лигирования сосудов или сведения краёв раны.

Нити обычно классифицируют следующим образом:  
рассасывающиеся и нерассасывающиеся;  
натуральные и синтетические;  
монофиламентные и плетеные.

Рассасывающиеся нити имеют тенденцию к биодеградации по мере заживления раны.

Среди ассортимента рассасывающихся натуральных нитей компании Meril есть хромированный и простой кетгут, а из натуральных нерассасывающихся нитей шёлк. Когда рана полностью заживает, хирурги удаляют нерассасывающиеся нити. В продуктовой линейке Meril Endo-Surgery имеется широкий ассортимент рассасывающихся нитей, изготовленных из полиглактина 910 (семейство MITSU), полидиоксанона (FILAXYN), полиглекапрона 25 (FILAPRON), полигликолевой кислоты (семейство MEGASORB), а также нерассасывающихся нитей, изготовленных из полипропилена (FILAPROP), полиамида (FILAMIDE) и полиэфира (MERICRON XL).

Ассортимент натуральных рассасывающихся нитей компании Meril охватывает хромированный и простой кетгут (MERISOFT), а для натуральных нерассасывающихся нитей используется шёлк (FILASILK).

Для наложения швов используют хирургические иглы, которые изготовлены из нержавеющей стали. В зависимости от области применения, используют иглы различных типов и размеров. Мы стремимся помогать хирургам в восстановлении тканей, предоставляя им широкий спектр продуктов вместе с высоким качеством и эффективным обслуживанием.

## Хирургические иглы Meril

В погоне за лучшим качеством продукции, для предоставления хирургам несравненного опыта, в линейке Endo-Surgery, Meril предлагает шовный материал, где хирургические нити соединены с иглами из высококачественных сплавов стали.

Шовный материал Meril это с более острые и прочные иглы (из нержавеющей стали серии 300),

специально разработанные для удовлетворения растущих потребностей во всех хирургических дисциплинах.

В каждой единице шовного материала Meril применена Multi Stroke Technology (MST) – технология соединения иглы с нитью, где протестирована отрывная сила иглы от нити. Отличительной характеристикой игл Meril является высокая проникающая способность, обеспеченная специальным покрытием и квадратной формой тела для надёжного захвата ткани.




Чтобы предложить нашим пользователям продукты наилучшего качества, нити Meril выпускаются в паре с превосходными иглами из нержавеющей стали.

В комплект нитей Meril входят более острые и прочные иглы (из нержавеющей стали серии 300 и 420), специально предназначенные для удовлетворения постоянно растущих потреб-

ностей во всех хирургических отраслях. Каждая игла Meril, отштампована с помощью MULTI Stroke Technology (MST) и испытана на прочность отрыва нити от иглы; специальное покрытие и дизайн уплощенного тела иглы, обеспечивают высокую проникающую способность через ткани.

| Профили игл                                                                         | Тип острия                    | Символ                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Колющая                       |    |
|  | Режущая                       |  |
|  | Обратно-режущая               |  |
|  | Обратно-режущая прайм         |  |
|  | Колюще-режущая                |  |
|  | Ультрапоинт обратно режущая   |  |
|  | Ультрапоинт изогнутый шпатель |  |
|  | CSU шпательная                |  |
|  | SBR шпательная                |  |

# Типы игл



## Описание игл

| Тип                 | Колющая | Обратно-режущая                                                                                         | Режущая прайм | Режущая | Троакарная | Шпатель | Тупо-конечная | Колюще-режущая |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|----------------|
| Форма               |         |                                                                                                         |               |         |            |         |               |                |
| Острие              |         |                                                                                                         |               |         |            |         |               |                |
| <b>Форма</b>        |         | <b>Область применения</b>                                                                               |               |         |            |         |               |                |
| <b>Прямая</b>       |         | Закрытие кожи/подкожного слоя;<br>кисетный шов                                                          |               |         |            |         |               |                |
| <b>1/4 круга</b>    |         | Офтальмохирургия / микрохирургия                                                                        |               |         |            |         |               |                |
| <b>3/8 круга</b>    |         | Закрытие кожи/подкожного слоя/брюшной<br>стенки; офтальмохирургия /сосудистая/<br>пластическая хирургия |               |         |            |         |               |                |
| <b>1/2 круга</b>    |         | Закрытие брюшины; хирургия ЖКТ/<br>торакальная/ урологическая хирургия                                  |               |         |            |         |               |                |
| <b>5/8 круга</b>    |         | Хирургия тазовой и ротовой полостей;<br>урологическая хирургия                                          |               |         |            |         |               |                |
| <b>Л-образная</b>   |         | Закрытие лапаротомных ран<br>Лапароскопическая хирургия                                                 |               |         |            |         |               |                |
| <b>Лыжеобразная</b> |         | Лапароскопические процедуры                                                                             |               |         |            |         |               |                |

# Размеры шовных материалов

Для шовных материалов, имеющих размер, обозначаемый одной цифрой, записывается как: ноль, за которым следует цифра размера. Например: размер 01 следует читать как размер 1 согласно USP, размер 03 следует читать как размер 3 согласно USP.

Для более тонких шовных материалов размер записывается следующим образом: цифра размера с последующим нулем.

Например: размер 60 читается как размер 6-0 согласно USP, размер 70 читается как размер 7-0 согласно USP, размер 100 читается как 10-0 согласно USP.

## Суффиксы

| Аббревиатура | Значение                         |
|--------------|----------------------------------|
| <b>B/BL</b>  | Черная игла                      |
| <b>BX</b>    | Черная игла; экстра длинная нить |
| <b>DN</b>    | Две иглы                         |
| <b>DNL</b>   | Две иглы; длинная нить           |
| <b>DS</b>    | Специальный код доктора          |
| <b>G</b>     | Зеленая нить                     |
| <b>ML</b>    | Несколько нитей в блистере       |
| <b>SL</b>    | Короткая нить                    |
| <b>U</b>     | Неокрашенная нить                |
| <b>V</b>     | Фиолетовая нить                  |
| <b>W</b>     | Белая нить                       |
| <b>X</b>     | Дополнительная нить              |
| <b>XF</b>    | Ультратонкая игла                |
| <b>XL</b>    | Экстра длинная нить              |

## Расшифровка кодов



# Аббревиатуры описания

| Аббревиатура | Значение            |
|--------------|---------------------|
| HC           | 1/2 круга           |
| QC           | 1/4 круга           |
| CU           | 3/8 круга           |
| FE           | 5/8 круга           |
| RC           | Обратно режущая     |
| CT           | Режущая             |
| RB           | Колющая             |
| TC           | Колюще-режущая      |
| ST           | Прямая              |
| SM           | Шпательная          |
| TRO          | Троакарная          |
| BP           | Тупоконечная        |
| TP           | Прокладки           |
| VIO          | Фиолетовая (нить)   |
| UND          | Неокрашенная (нить) |

## Символические изображения кончика иглы

|                                                                                     |                 |                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Колюще-режущая  |  | Шпатель    |
|  | Режущая         |  | Прямая     |
|  | Обратно режущая |  | Троакарная |
|  | Колющая         |                                                                                       |            |

# MITSU AB™

Нить из полиглактин 910 с антибактериальным покрытием триклозан

## Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней — 75%
- Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день - 50%
- Последующая потеря прочности на растяжение происходит в период от четырех до пяти недель после имплантации
- Полная фбсорбция нити в течении 56-70 дней
- После имплантации наблюдается местная временная воспалительная реакция на инородное тело

## Показания к применению

- Аппроксимации мягких тканей
- Лигатуры



## Краткое описание продукта

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Структура | : монофиламентная          |
| Цвет      | : фиолетовая, неокрашенная |


|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Химический состав | : полиглактин 910 - сополимер, состоящий на 90% из гликолида и на 10% из L- лактида |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Покрывтие | : гликолид, поликапролактон и стеарат кальция |
|-----------|-----------------------------------------------|


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Стерилизация | : Ethylene Oxide |
|--------------|------------------|

| КРИВИЗНА | КОЛЮЩАЯ                                                                                                               | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА                | АРТИКУЛ     | ПРИМЕЧАНИЕ  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                       | USP    | EP  |                   |                            |                                   |                         |             |             |
| 1/2      | 13 mm<br>                            | 5-0    | 1   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT500433   |             |
|          |                                                                                                                       | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT400924   |             |
|          |                                                                                                                       | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Неокрашенная            | PGT400434U  |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 16 mm<br>                            | 5-0    | 1   | 45                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT502303   |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 17 mm<br>                            | 5-0    | 1   | 75                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT509105   | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Неокрашенная            | PGT400214U  | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 20 mm<br>                           | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT402304   |             |
|          |                                                                                                                       | 3-0    | 2   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT302437   |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 22 mm<br><br><b>V-Black Needle</b> | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, Черная игла | PGT403100VB |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 22 mm<br>                          | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT400310   | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       | 3-0    | 2   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT300311   | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT200312   |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 26 mm<br>                          | 3-0    | 2   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT300316   |             |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT200317   |             |
|          |                                                                                                                       | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                |                         | PGT010335   |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 30 mm<br>                          | 3-0    | 2   | 75                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT30864    |             |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT202317   |             |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT202341   |             |
|          |                                                                                                                       | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT10 2338  |             |
|          | 31 mm<br>                          | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT200300   | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT200320   | Plus Needle |
|          |                                                                                                                       | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT019213   |             |
|          |                                                                                                                       |        |     |                   |                            |                                   |                         |             |             |
|          | 36 mm<br>                          | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная            | PGT20945U   |             |
|          |                                                                                                                       | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT200323   |             |
|          |                                                                                                                       | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная            | PGT10946U   |             |
|          |                                                                                                                       | 1      | 4   | 120               | 1                          | 12                                | Фиолетовая              | PGT012350   |             |
|          |                                                                                                                       | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная            | PGT01947U   |             |

| КРИВИЗНА | КОЛЮЩАЯ | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, см | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА                     | АРТИКУЛ     | ПРИМЕЧАНИЕ   |
|----------|---------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
|          |         | USP    | EP  |                   |                            |                                   |                              |             |              |
| 1/2      | 40 mm   | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT202345   |              |
|          |         | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT102358   | ex PGT102346 |
|          |         | 0      | 3,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT100352   | ex PGT102346 |
|          |         | 1      | 4   | 140               | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT012352   |              |
|          |         | 1      | 4   | 120               | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT012351   |              |
|          |         | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, утяжеленная игла | PGT012347   |              |
|          |         | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT012360   |              |
|          |         | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, утяжеленная игла | PGT012359   |              |
|          |         | 2      | 5   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, утяжеленная игла | PGT022452   |              |
|          | 45 mm   | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT019245   |              |
|          |         | 2      | 5   | 75                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT029246SL |              |
|          |         | 2      | 5   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT029246   |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          | 48 mm   | 0      | 3,5 | 75                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, утяжеленная игла | PGT109250   |              |
|          |         | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая, утяжеленная игла | PGT010371   |              |
|          |         | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT010365   |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          | 55 mm   | 1      | 4   | 100               | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT012449   |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          | 80 mm   | 1      | 4   | 100               | 1                          | 12                                | Фиолетовая                   | PGT019289   |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
| 5/8      | 31 mm   | 3-0    | 2   | 70                | 1                          | 12                                | Неокрашенная                 | PGT300308U  |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |
|          |         |        |     |                   |                            |                                   |                              |             |              |

| КРИВИЗНА | КОЛЮЩАЯ                                                                           | РАЗМЕР |    | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА   | АРТИКУЛ   | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
|          |                                                                                   | USP    | EP |                   |                            |                                   |            |           |            |
| 3/8      |  | 1      | 4  | 100               | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT019391 |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |
| 1/2      |  | 1      | 4  | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT019998 |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |            |           |            |

| КРИВИЗНА | КОЛЮЩЕ-РЕЗУЩАЯ                                                                      | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА     | АРТИКУЛ    | ПРИМЕЧАНИЕ   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                                                                     | USP    | EP  |                   |                            |                                   |              |            |              |
| 1/2      |  | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT019362  |              |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |              |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |              |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |              |
|          |  | 3-0    | 2   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT302516  |              |
|          |                                                                                     | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT200517  |              |
|          |                                                                                     | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT102517  |              |
|          |                                                                                     | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT012319  |              |
|          |                                                                                     | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT019365  |              |
|          |                                                                                     | 2      | 5   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT029357  |              |
|          |  | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT209900U |              |
|          |                                                                                     | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT102518  |              |
|          |                                                                                     | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT109901U |              |
|          |                                                                                     | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT012519  | ex PGT019468 |
|          |  | 0      | 3,5 | 75                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT109376  |              |
|          |                                                                                     | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT019377  |              |
|          |                                                                                     | 2      | 5   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT029378  |              |
| КРЮК     |  | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT019335  |              |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |              |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |              |

| КРИВИЗНА | ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ                                                                   | РАЗМЕР |    | ДЛИНА<br>НИТИ, CM | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА     | АРТИКУЛ    | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                   | USP    | EP |                   |                            |                                   |              |            |            |
| 3/8      |  | 3-0    | 2  | 70                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT300442U |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                   |        |    |                   |                            |                                   |              |            |            |

| КРИВИЗНА | РЕЖУЩАЯ                                                                             | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, CM | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА     | АРТИКУЛ    | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                     | USP    | EP  |                   |                            |                                   |              |            |            |
| 3/8      |   | 5-0    | 1   | 45                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT509505  |            |
|          |                                                                                     | 4-0    | 1,5 | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT402443  |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |  | 3-0    | 2   | 45                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT302401  |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |  | 3-0    | 2   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT302328U |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |  | 3-0    | 2   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT309581  |            |
|          |                                                                                     | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT202404U |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |  | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT209532U |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |
|          |                                                                                     |        |     |                   |                            |                                   |              |            |            |

| КРИВИЗНА | ОБРАТНО-РЕЗУЩАЯ<br> | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА     | АРТИКУЛ     | ПРИМЕЧАНИЕ   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|          |                                                                                                      | USP    | EP  |                   |                            |                                   |              |             |              |
| 3/8      | 19 mm<br>           | 3-0    | 2   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT300398   |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
| 1/2      | 23 mm<br>           | 1      | 4   | 35                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT012826   |              |
|          |                                                                                                      | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT012826XL |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          | 30 mm<br>           | 1      | 4   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT011088   |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          | 36 mm<br>         | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Неокрашенная | PGT201472U  |              |
|          |                                                                                                      | 0      | 3,5 | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT102534   |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          | 40 mm<br>         | 2-0    | 3   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT202382   |              |
|          |                                                                                                      | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT012421   | ex PGT010486 |
|          |                                                                                                      | 2      | 5   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT022478   |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          | 48 mm<br>         | 1      | 4   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая   | PGT011058   |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |
|          |                                                                                                      |        |     |                   |                            |                                   |              |             |              |

| КРИВИЗНА | РЕЗУЩАЯ<br> | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА   | АРТИКУЛ    | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                | USP    | EP  |                   |                            |                                   |            |            |            |
| 1/2      | 22 mm<br>   | 3-0    | 2   | 90                | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT302472  |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
| 5/8      | 16 mm<br>   | 4-0    | 1,5 | 45                | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT402465  |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          | 60 mm<br>   | 2-0    | 3   | 70                | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT200664U |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |
|          |                                                                                                |        |     |                   |                            |                                   |            |            |            |

| КРИВИЗНА                                                                                                                                        | КОЛЮЩАЯ<br>КОЛЮЩА-РЕЖУЩАЯ | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА   | АРТИКУЛ      | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                 |                           | USP    | EP  |                   |                            |                                   |            |              |            |
| <div>40 mm</div>  <div>КОЛЮЩАЯ</div> <div>КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ</div> |                           | 0      | 3,5 | 180               | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT102346DNL |            |
|                                                                                                                                                 |                           | 1      | 4   | 180               | 1                          | 12                                | Фиолетовая | PGT012347DNL |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|                                                                                                                                                 |                           |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |

| НИТИ БЕЗ ИГЛЫ | РАЗМЕР |     | ДЛИНА<br>НИТИ, СМ | КОЛ-ВО НИТЕЙ<br>В БЛИСТЕРЕ | КОЛ-ВО<br>БЛИСТЕРОВ<br>В УПАКОВКЕ | СВОЙСТВА   | АРТИКУЛ      | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---------------|--------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
|               | USP    | EP  |                   |                            |                                   |            |              |            |
|               | 4-0    | 1,5 | 45                | 6                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS401224VI |            |
|               | 3-0    | 2   | 45                | 6                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS301225VI |            |
|               | 2-0    | 3   | 70                | 5                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS201216VI |            |
|               | 2-0    | 3   | 70                | 2                          | 12                                | Фиолетовая | PGTS208407   |            |
|               | 2-0    | 3   | 45                | 6                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS201226VI |            |
|               |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|               | 0      | 3,5 | 70                | 5                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS101217VI |            |
|               | 0      | 3,5 | 45                | 6                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS101277VI |            |
|               |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |
|               | 1      | 4   | 70                | 5                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS011218VI |            |
|               | 1      | 4   | 45                | 6                          | 6                                 | Фиолетовая | PGTS011228VI |            |
|               |        |     |                   |                            |                                   |            |              |            |

# MITSU™

## Нить из полиглактина 910

### Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней — 75%
- Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день — 50%
- Последующая потеря прочности происходит между четвертой и пятой неделями после имплантации
- Полная абсорбция нити в течение 56–70 дней

### Показания к применению

- Операции на органах ЖКТ
- Операции в акушерстве и гинекологии
- Офтальмологические операции
- Ортопедические операции
- Урологические операции
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

### Преимущества

- Беспрепятственное погружение узла
- Лёгкая подвижность узла
- Превосходная надежность узла
- Минимальная воспалительная реакция



### Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : окрашенная, неокрашенная



Химический состав : поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10)  
Покрытие : поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) + стеарат кальция  
Размеры : окрашенная — USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)  
                  неокрашенная — USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 2 (метрик 5)  
Тип абсорбции : гидролиз  
Стерилизация : этиленоксид

**1/2 круга**

| Длина и описание<br>иглы                                                                              | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |   |               |               |               |               |               | Кол-во<br>в<br>коробке |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                       |                      | 2            | 1 | 0 | 2-0           | 3-0           | 4-0           | 5-0           | 6-0           |                        |
| ● HC RB (13мм)<br>   | 45                   |              |   |   |               |               |               |               | PGN<br>600489 | 12                     |
| ● HC RB (13мм)<br>   | 70                   |              |   |   |               |               |               | PGN<br>500433 |               | 12                     |
| ● HC RB (16мм)<br>   | 70                   |              |   |   |               |               | PGN<br>402305 |               |               | 12                     |
| ● HC RB (17мм)<br>   | 45                   |              |   |   |               |               | PGN<br>400714 |               |               | 12                     |
| ● HC RB (17мм)<br>  | 70                   |              |   |   |               |               |               |               | PGN<br>600212 | 12                     |
| ● HC RB (17мм)<br> | 75                   |              |   |   |               |               |               | PGN<br>500421 |               | 12                     |
| ● HC RB (20мм)<br> | 70                   |              |   |   |               | PGN<br>302437 | PGN<br>402304 |               |               | 12                     |
| ● HC RB (20мм)<br> | 75                   |              |   |   |               | PGN<br>300219 | PGN<br>400218 |               |               | 12                     |
| ● HC RB (21мм)<br> | 70                   |              |   |   | PGN<br>200824 |               |               |               |               | 12                     |
| ● HC RB (22мм)<br> | 70                   |              |   |   |               | PGN<br>300311 |               |               |               | 12                     |
| ▲ HC CT (22мм)<br> | 90                   |              |   |   |               | PGN<br>302472 |               |               |               | 12                     |
| ▼ HC RC (22мм)<br> | 70                   |              |   |   |               | PGN<br>300460 |               |               |               | 12                     |





### 1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |               |               |               |               |               |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|------------------------|
|                          |                      | 2            | 1             | 0             | 2-0           | 3-0           | 4-0           | 5-0 | 6-0 |                        |
| ▼ HC RC (23мм)<br>       | 45                   |              |               | PGN<br>102825 |               |               |               |     |     | 12                     |
| ● HC RB (25мм)<br>       | 75                   |              |               |               |               | PGN<br>300528 |               |     |     | 12                     |
| ● HC RB (26мм)<br>       | 45                   |              |               |               |               |               | PGN<br>400773 |     |     | 12                     |
| ● HC RB (26мм)<br>       | 70                   |              | PGN<br>010335 | PGN<br>100334 | PGN<br>209123 |               | PGN<br>400315 |     |     | 12                     |
| ● HC RB (26мм)<br>       | 75                   |              |               |               | PGN<br>209121 | PGN<br>309120 |               |     |     | 12                     |
| ⊗ HC TC (26мм)<br>       | 75                   |              |               |               | PGN<br>209350 | PGN<br>300215 |               |     |     | 12                     |
| ▼ HC RC (26мм)<br>       | 70                   |              |               |               | PGN<br>200869 |               |               |     |     | 12                     |
| ● HC RB (26мм)<br>       | 90                   |              |               |               | PGN<br>200369 | PGN<br>300527 |               |     |     | 12                     |
| ● HC RB (30мм)<br>       | 70                   |              |               |               | PGN<br>202341 |               |               |     |     | 12                     |
| ● HC RB (30мм)<br>       | 75                   |              |               |               | PGN<br>200368 | PGN<br>30864  |               |     |     | 12                     |




### 1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити  |               |               |               |               |     |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------|
|                          |                      | 2             | 1             | 0             | 2-0           | 3-0           | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                        |
| ● HC RB (30мм)<br>       | 90                   |               |               |               | PGN<br>202317 |               |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB (31мм)<br>       | 75                   |               | PGN<br>019213 | PGN<br>109138 | PGN<br>209136 |               |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB (35мм)<br>       | 90                   |               | PGN<br>010261 |               |               |               |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB (36мм)<br>       | 70                   |               | PGN<br>010341 |               |               |               |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB EX (36мм)<br>    | 70                   |               |               |               |               | PGN<br>300338 |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB (36мм)<br>       | 75                   |               |               |               | PGN<br>209140 |               |     |     |     | 12                     |
| ⊕ HC RB (36мм)<br>       | 75                   | PGN<br>029357 |               |               |               |               |     |     |     | 12                     |
| ▼ HC RC (36мм)<br>       | 90                   |               |               | PGN<br>102534 |               |               |     |     |     | 12                     |
| ● HC RB (36мм)<br>       | 90                   |               |               | PGN<br>100346 |               |               |     |     |     | 12                     |


### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                   | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |            |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                         |                | 2            | 1          | 0          | 2-0        | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ⊗ HC TC (36мм)<br>     | 90             |              | PGN 010113 |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB EX (36мм)<br>  | 90             |              |            |            | PGN 200945 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (36мм)<br>    | 90             |              |            |            | PGN 209440 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40мм)<br>   | 75             |              |            | PGN 100112 |            |     |     |     |     | 12               |
| ⊗ HC TC (40мм)<br>   | 75             |              | PGN 019368 | PGN 109372 |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB H (40мм)<br> | 75             |              | PGN 019340 |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40мм)<br>   | 75             |              |            |            | PGN 209150 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40мм)<br>   | 90             | PGN 020196   |            | PGN 102346 | PGN 202345 |     |     |     |     | 12               |

1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                       | Длина нити, см | Толщина нити |               |            |            |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                | 2            | 1             | 0          | 2-0        | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB TN (40мм)<br><br> | 90             |              | PGN 012347    |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (40мм)<br>                                                                                         | 90             |              |               |            | PGN 209466 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40мм)<br>                                                                                        | 110            |              | PGN 012347 DS |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (40мм)<br>                                                                                       | 90             | PGN 022478   | PGN 012421    |            | PGN 202382 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (45мм)<br>                                                                                       | 75             |              | PGN 019245    |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (45мм)<br>                                                                                       | 75             | PGN 029246   |               |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (45мм)<br>                                                                                       | 75             |              | PGN 019377    | PGN 109376 |            |     |     |     |     | 12               |

1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                   | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                         |                | 2            | 1          | 0          | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (48мм)<br>     | 75             | PGN 029252   | PGN 019251 |            |     |     |     |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (48мм)<br>     | 75             |              | PGN 019296 |            |     |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (48мм)<br>    | 90             | PGN 029452   | PGN 010371 | PGN 109450 |     |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB H (48мм)<br> | 90             |              | PGN 019451 |            |     |     |     |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (48мм)<br>   | 90             | PGN 029497   |            |            |     |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (50мм)<br>   | 100            |              | PGN 012448 |            |     |     |     |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                | Длина нити, см | Толщина нити |            |   |            |     |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                      |                | 2            | 1          | 0 | 2-0        | 3-0 | 4-0 |                  |
| ● HC RB (65мм)<br>  | 75             |              |            |   | PGN 209158 |     |     | 12               |
| ● HC RB (80мм)<br> | 100            |              | PGN 019289 |   |            |     |     | 12               |

### 1/4 круга

| Длина и описание иглы                                                                                    | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |     |     |     |     |            | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|------------|------------------|
|                                                                                                          |                | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0        |                  |
| ▼ QC SM DN (8 мм)<br> | 45             |              |   |   |     |     |     |     | PGN 600563 | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                    | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |     |     |     |     |               | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|---------------|------------------|
|                                                                                                          |                | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 7-0 | 8-0           |                  |
| ▼ CU SM DN (6 мм)<br> | 30             |              |   |   |     |     |     |     | PGN 802348 DN | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                    | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |              |              |            |            |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|--------------|--------------|------------|------------|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                | 2            | 1 | 0 | 2-0          | 3-0          | 4-0        | 7-0        | 8-0 |                  |
|  CU SM DN (6.5 мм)     | 90             |              |   |   |              |              |            | PGN 709561 |     | 12               |
|  CU RC (12 мм)         | 45             |              |   |   |              |              | PGN 402494 |            |     | 12               |
|  CU RB (13 мм)         | 60             |              |   |   |              |              | PGN 400465 |            |     | 12               |
|  CU RB (16 мм)         | 75             |              |   |   |              |              | PGN 400846 |            |     | 12               |
|  CU RC (19 мм)     | 45             |              |   |   |              | PGN 304970   |            |            |     | 12               |
|  CU RC (19 мм)     | 70             |              |   |   |              | PGN 300427   | PGN 400422 |            |     | 12               |
|  CU CT (19 мм)     | 90             |              |   |   |              | PGN 302402 U |            |            |     | 12               |
|  CU RC (24 мм)     | 70             |              |   |   | PGN 200443   |              |            |            |     | 12               |
|  CU RC EX (24 мм)  | 70             |              |   |   |              | PGN 30936 05 |            |            |     | 12               |
|  CU CT (25 мм)     | 90             |              |   |   |              | PGN 302328 U |            |            |     | 12               |
|  CU RC (26 мм)     | 45             |              |   |   |              | PGN 3078713  |            |            |     | 12               |
|  CU CT (26 мм)     | 90             |              |   |   | PGN 202404 U |              |            |            |     | 12               |

**3/8 круга**

| Длина и описание<br>иглы                                                                             | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |               |   |               |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---|---------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                      |                      | 2            | 1             | 0 | 2-0           | 3-0 | 4-0 |                        |
| ▼ CU RC (30 мм)<br> | 90                   |              |               |   | PGN<br>200589 |     |     | 12                     |
| ● CU BP (63 мм)<br> | 90                   |              | PGN<br>019391 |   |               |     |     | 12                     |

**5/8 круга**

| Длина и описание<br>иглы                                                                                  | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |               |               |     |     |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                           |                      | 2            | 1 | 0             | 2-0           | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                        |
| ● FE RB EX (26 мм)<br> | 70                   |              |   |               | PGN<br>200602 |     |     |     |     | 12                     |
| ● FE RB (36 мм)<br>    | 70                   |              |   | PGN<br>100377 |               |     |     |     |     | 12                     |

| Длина и описание<br>иглы | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити  |               |                    |               |               |               |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|------------------------|
|                          |                      | 2             | 1             | 0                  | 2-0           | 3-0           | 4-0           | 5-0 | 6-0 |                        |
| Лигатура                 | 150                  | PGN<br>020195 | PGN<br>010196 | PGN<br>100207      | PGN<br>200111 | PGN<br>300258 |               |     |     | 12                     |
| Лигатура                 | 250                  |               | PGN<br>010208 | PGN<br>10017<br>02 | PGN<br>200266 | PGN<br>300285 | PGN<br>400337 |     |     | 12                     |

# MITSU FST<sup>TM</sup>

Нить из полиглактина 910, быстрорассасывающаяся

## Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
- Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
- Полная абсорбция нити в течение 42 дней

## Показания к применению

- Операции в акушерстве и гинекологии
- Урологические операции
- Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
- Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

## Преимущества

- Высокая начальная прочность на разрыв
- Предсказуемая и постоянная скорость биodeградации
- Высокая надежность узла
- Превосходные манипуляционные свойства
- Быстрая абсорбция нити



## Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : неокрашенная



Химический состав : поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10)  
Покрытие : поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) + стеарат кальция  
Размеры : USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)  
Тип абсорбции : гидролиз  
Стерилизация : гамма-излучение

## 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |            |             |            |            |            |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1          | 0           | 2-0        | 3-0        | 4-0        | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (17 мм)<br>   | 75             |              |            |             |            |            | PGF 409970 |     |     | 12               |
| ● HC RB (22 мм)<br>   | 75             |              |            |             |            | PGF 309974 | PGF 409971 |     |     | 12               |
| ● HC RB (26 мм)<br>   | 70             |              |            |             | PGF 204171 | PGF 304161 |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (36 мм)<br>  | 90             |              |            |             | PGF 209451 |            |            |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (36 мм)<br> | 90             |              |            | PGF 1000448 | PGF 202762 |            |            |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (40 мм)<br> | 90             |              | PGF 016190 |             |            |            |            |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (45 мм)<br> | 90             |              |            | PGF 1000960 |            |            |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (48 мм)<br> | 90             |              |            | PGF 1016951 |            |            |            |     |     | 12               |

## 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |            |            |            |            |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1 | 0 | 2-0        | 3-0        | 4-0        | 5-0        | 6-0 |                  |
| ▼ CU RC (11 мм)<br>   | 45             |              |   |   |            |            |            | PGF 500553 |     | 12               |
| ▲ CU CT (16 мм)<br>   | 75             |              |   |   |            |            | PGF 409909 |            |     | 12               |
| ▼ CU RC (19 мм)<br>   | 75             |              |   |   |            | PGF 309923 | PGF 409922 |            |     | 12               |
| ▼ CU RC (26 мм)<br>   | 70             |              |   |   |            | PGF 302732 |            |            |     | 12               |
| ▼ CU RC (26 мм)<br> | 75             |              |   |   | PGF 209933 |            |            |            |     | 12               |
| ▼ CU RC (35 мм)<br> | 90             |              |   |   | PGF 209938 |            |            |            |     | 12               |
| ▼ CU RC (36 мм)<br> | 75             |              |   |   |            | PGF 302260 |            |            |     | 12               |

# MEGASORB<sup>TM</sup>

Нить из полигликолевой кислоты

## Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней — 70%
- Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день — 50%
- Последующая потеря прочности происходит между четвертой и пятой неделями после имплантации
- Полная абсорбция нити в течение 60–90 дней

## Показания к применению

- Операции на органах ЖКТ
- Операции в акушерстве и гинекологии
- Офтальмологические операции
- Ортопедические операции
- Урологические операции
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

## Преимущества

- Высокая прочность на разрыв
- Превосходное формирование узлов
- Беспрепятственное прохождение через ткань
- Простота в обращении




## Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : окрашенная, неокрашенная



Химический состав : поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10)  
Покрытие : поликапролактон и стеарат кальция  
Размеры : фиолетовая — USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)  
: неокрашенная — USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 2 (метрик 5)  
Тип абсорбции : гидролиз  
Стерилизация : этиленоксид

12/ круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |           |         |            |           |         |         |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---------|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1         | 0       | 2-0        | 3-0       | 4-0     | 5-0     | 6-0 |                  |
| ● HC RB (16 мм)<br>   | 45             |              |           |         |            |           |         | MS 2303 |     | 12               |
| ● HC RB (20 мм)<br>   | 70             |              |           |         |            | MS 2437   | MS 2304 |         |     | 12               |
| ● HC RB (26 мм)<br>   | 75             |              |           |         |            | MS 300242 |         |         |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br>  | 90             |              |           |         | MS 2317    |           |         |         |     | 12               |
| ▼ HC RC (36 мм)<br> | 90             |              |           | MS 2534 |            |           |         |         |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br> | 75             |              |           |         | MS 2082544 |           |         |         |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br> | 90             |              | MS 2347   | MS 2346 | MS 2345    |           |         |         |     | 12               |
| ▼ HC RC (40 мм)<br> | 90             |              | MS 2421   |         |            |           |         |         |     | 12               |
| ● HC RB (48 мм)<br> | 90             |              | MS 011428 |         |            |           |         |         |     | 12               |

38/ круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                             | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |   |     |              |              |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|-----|--------------|--------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                      |                      | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0          | 4-0          | 5-0 | 6-0 |                        |
| ▼ CU RC (19 мм)<br> | 45                   |              |   |   |     |              | MS<br>400392 |     |     | 12                     |
| ▼ CU RC (24 мм)<br> | 70                   |              |   |   |     | MS<br>300442 |              |     |     | 12                     |

# FILAXYN™

Нить из полидиоксанаона

## Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней - 70%
- Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день - 50%-60%
- Последующее минимальное снижение прочности сохраняется вплоть до 90-го дня после имплантации
- Полная абсорбция нити в течение 180-220 дней

## Показания к применению

- Длительная поддержка для раны
- Закрытие брюшной стенки
- Ортопедические операции
- Закрытие грудины у детей
- Онкологическая хирургия

## Преимущества

- Высокая начальная прочность на разрыв
- Предсказуемая абсорбция
- Длительная поддержка для раны
- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Минимальная реакция тканей
- Хорошие манипуляционные характеристики



## Краткое описание продукта

Структура : монофиламентная  
Цвет : фиолетовая



Химический состав : поли(п-диоксанон)  
Покрытие : поликапролактон и стеарат кальция  
Размеры : USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 2 (метрик 5)

Тип абсорбции : гидролиз  
Стерилизация : этиленоксид

**1/2 круга**

| Длина и описание<br>иглы                                                                                  | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |               |               |               |                     |               |                     |               | Кол-во<br>в<br>коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                           |                      | 2            | 1             | 0             | 2-0           | 3-0                 | 4-0           | 5-0                 | 6-0           |                        |
| ● HC RB (13 мм)<br>      | 45                   |              |               |               |               |                     |               |                     | PDX<br>600432 | 12                     |
| ● HC RB DN (13 мм)<br>   | 70                   |              |               |               |               |                     |               | PDX<br>509201<br>DN |               | 12                     |
| ● HC RB (17 мм)<br>      | 90                   |              |               |               |               |                     | PDX<br>409109 |                     |               | 12                     |
| ● HC RB (20 мм)<br>     | 70                   |              |               |               |               | PDX<br>309237       | PDX<br>409304 |                     |               | 12                     |
| ● HC RB DN (20 мм)<br> | 75                   |              |               |               |               | PDX<br>309336<br>DN |               |                     |               | 12                     |
| ● HC RB (26 мм)<br>    | 70                   |              |               | PDX<br>100334 | PDX<br>200333 | PDX<br>300316       |               |                     |               | 12                     |
| ▼ HC RC (26 мм)<br>    | 90                   |              |               |               | PDX<br>200664 |                     |               |                     |               | 12                     |
| ▼ HC RC (27 мм)<br>    | 70                   |              |               |               | PDX<br>200968 |                     |               |                     |               | 12                     |
| ● HC RB (30 мм)<br>    | 70                   |              | PDX<br>019967 |               |               |                     |               |                     |               | 12                     |
| ● HC RB (30 мм)<br>    | 90                   |              |               | PDX<br>109333 |               |                     |               |                     |               | 12                     |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |     |            |     |     |     | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                      |                | 2            | 1          | 0          | 2-0 | 3-0        | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (31 мм)<br>                 | 70             |              |            |            |     | PDX 309132 |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (35 мм)<br>                 | 70             |              | PDX 010341 |            |     |            |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (35 мм)<br>                | 90             |              | PDX 019382 |            |     |            |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (40 мм)<br>               | 90             |              | PDX 019370 | PDX 109366 |     |            |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br><br>HEAVY      | 90             |              | PDX 019352 | PDX 109371 |     |            |     |     |     | 12               |
| ● HC RB LOOP (40 мм)<br><br>HEAVY | 150            |              |            | PDX 109261 |     |            |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (48 мм)<br>               | 90             |              | PDX 019255 |            |     |            |     |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                     | Длина нити, см | Толщина нити |            |   |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                           |                | 2            | 1          | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB LOOP (50 мм)<br> | 150            |              | PDX 019262 |   |     |     |     |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |     |            |     |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0        | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ▼ CU RC (25 мм)<br> | 70             |              |   |   |     | PDX 300442 |     |     |     | 12               |

# FILAPRON™

## Нить из полиглекапрона 25

### Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 7 дней - 80%-60% (Окрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 7 дней - 60%-50% (Неокрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней - 40%-30% (Окрашенная)
- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней - 30%-20% (Неокрашенная)
- Последующая потеря прочности происходит через 28 дней после имплантации
- Полная абсорбция нити в течение 90-120 дней

### Показания к применению

- Длительная поддержка краёв раны
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

### Преимущества


- Краткосрочный профиль рассасывания
- Высокая прочность узла на разрыв
- Великолепные манипуляционные характеристики



### Краткое описание продукта

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Структура         | : монофиламентная                         |
| Цвет              | : окрашенная, неокрашенная                |
| Химический состав | : поли(гликолид-ко-капролактон), ПГКЛ     |
| Покрытие          | : поликапролактон и стеарат кальция       |
| Размеры           | : USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 1 (метрик 4) |
| Тип абсорбции     | : гидролиз                                |
| Стерилизация      | : этиленоксид                             |

1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                    | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |            |               |            |     |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                          |                | 2            | 1          | 0          | 2-0        | 3-0           | 4-0        | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (17 мм)<br>                                     | 70             |              |            |            |            | PCL 303437    | PCL 403435 |     |     | 12               |
| ● HC RB (20 мм)<br>                                     | 70             |              |            |            |            | PCL 301737 V  |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (22 мм)<br>                                     | 70             |              |            |            |            |               | PCL 403660 |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (23 мм)<br>                                     | 90             |              |            |            | PCL 200459 |               |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (26 мм)<br>                                   | 70             |              |            |            | PCL 203448 |               |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (26 мм)<br>                                | 70             |              |            |            |            | PCL 303326    |            |     |     | 12               |
| ● HC RB VB (26 мм)<br><br><small>VBlackneedle</small> | 70             |              |            |            |            | PCL 301664 UB |            |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (26 мм)<br>                                   | 70             |              |            |            | PCL 203432 | PCL 303439    |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (36 мм)<br>                                   | 70             |              | PCL 013457 | PCL 103443 |            |               |            |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                | Длина нити, см | Толщина нити |            |   |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                      |                | 2            | 1          | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (40 мм)<br> | 70             |              | PCL 013759 |   |     |     |     |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                     | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |            |              |            |     |     | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------|--------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                           |                | 2            | 1 | 0 | 2-0        | 3-0          | 4-0        | 5-0 | 6-0 |                  |
| ▼ CU RC EX (16 мм)<br>  | 45             |              |   |   |            |              | PCL 403205 |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (19 мм)<br>    | 45             |              |   |   |            | PCL 303207   | PCL 403206 |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (24 мм)<br>    | 70             |              |   |   | PCL 203327 |              |            |     |     | 12               |
| ▲ CU CT (25 мм)<br>    | 70             |              |   |   |            | PCL 301326 U |            |     |     | 12               |
| ▼ CU RC EX (26 мм)<br> | 70             |              |   |   |            | PCL 303213   | PCL 403212 |     |     | 12               |

### 5/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                     | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |     |            |     |     |     | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                           |                | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0        | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● FE RB DN (26 мм)<br> | 70             |              |   |   |     | PCL 303637 |     |     |     | 12               |

# FILASILK™

## Шёлковая нить

### Показания к применению

- Общие хирургические операции
- Закрывание кожи
- Челюстно-лицевые операции
- Офтальмологические операции
- Лигатуры

### Преимущества

- Отличные манипуляционные характеристики
- Хорошая надежность узла






### Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : черная



Источник : коконы личинки тутового шелкопряда (Bombyx mori)  
Состав : натуральные шелковые волокна  
Покрывание : пчелиный воск  
Размеры : USP 8/0 (метрик 0,4) – USP 2 (метрик 5)  
Стерилизация : гамма-излучение

1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |             |            |            |            |            |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1           | 0          | 2-0        | 3-0        | 4-0        | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (20 мм)<br>   | 76             |              |             |            |            |            | SLK 405086 |     |     | 12               |
| ▲ HC CT (22 мм)<br>   | 75             |              |             |            |            | SLK 302508 |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (26 мм)<br>   | 75             |              |             | SLK 100383 | SLK 200327 | SLK 300832 |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (27 мм)<br>  | 75             |              | SLK 0115175 |            |            |            |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br> | 75             |              | SLK 010723  |            | SLK 200333 |            |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br> | 90             |              |             | SLK 105332 |            |            |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br> | 90             | SLK 020936   |             |            |            |            |            |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                    | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |            |            |            |            |            | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                | 2            | 1 | 0 | 2-0        | 3-0        | 4-0        | 8-0        | 9-0        |                  |
|  CU SM (6 мм)<br>      | 30             |              |   |   |            |            |            | SLK 801822 |            | 12               |
|  CU SM (6 мм)<br>      | 90             |              |   |   |            |            |            |            | SLK 907059 | 12               |
|  CU CT (19 мм)<br>     | 75             |              |   |   |            |            | SLK 400683 |            |            | 12               |
|  CU RC (24 мм)<br>     | 75             |              |   |   |            | SLK 300684 |            |            |            | 12               |
|  CU RC (26 мм)<br>  | 45             |              |   |   | SLK 200685 |            |            |            |            | 12               |
|  CU RC (35 мм)<br> | 90             |              |   |   | SLK 200667 | SLK 300666 |            |            |            | 12               |

### Нить без иглы

| Длина и описание иглы          | Длина нити, см | Толщина нити |           |           |   |           |           |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|-----|------------------|
|                                |                | 3            | 2         | 1         | 0 | 2-0       | 3-0       | 4-0 | 5-0 |                  |
| Лигатура (две нити в блистере) | 76x2           | SLS 03217    | SLS 02216 | SLS 01215 |   | SLS 20213 | SLS 30212 |     |     | 12               |

# FILAMIDE™

Нить из полиамида

## Показания к применению

- Закрывание кожи (внутрикожное, подкожное)
- Пластические и реконструктивные операции
- Микрохирургические операции
- Офтальмологические операции

## Преимущества

- Гибкая, простая в обращении и при завязывании узла
- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Отличная гистосовместимость







## Краткое описание продукта

Структура : монофиламентная  
Цвет : черная / синяя



Химический состав : полиамид 6–6,6  
Размеры : USP 10/0 (метрик 0,2) - USP 2 (метрик 5)  
Стерилизация : гамма-излучение


### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                         | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |            |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                | 2            | 1          | 0          | 2-0        | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB (31 мм)<br>                                                                                          | 100            |              | NYL 010745 |            | NYL 200568 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB LOOP (31 мм)<br>                                                                                     | 150            |              |            | NYL 100739 |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (35 мм)<br>                                                                                         | 90             |              | NYL 010743 |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (36 мм)<br>                                                                                        | 90             |              |            |            | NYL 203256 |     |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (40 мм)<br>                                                                                        | 90             |              | NYL 015415 |            |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br><br> | 100            |              | NYL 013347 | NYL 103346 |            |     |     |     |     | 12               |
| ▼ HC RC (40 мм)<br>                                                                                        | 100            |              |            | NYL 100737 |            |     |     |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                          | Длина нити, см | Толщина нити |            |   |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                | 2            | 1          | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ● HC RB LOOP (48 мм)<br><br> | 150            |              | NYL 013348 |   |     |     |     |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |     |            |            |            |             | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|-----|------------|------------|------------|-------------|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1 | 0 | 2-0 | 3-0        | 4-0        | 5-0        | 10-0        |                  |
| <br>CU SM DN (6 мм) | 38             |              |   |   |     |            |            |            | NYL 1003719 | 12               |
| <br>CU RC (13 мм)   | 90             |              |   |   |     |            |            | NYL 503316 |             | 12               |
| <br>CU RC (16 мм)   | 45             |              |   |   |     |            | NYL 401861 |            |             | 12               |
| <br>CU CT (16 мм)   | 90             |              |   |   |     |            | NYL 403319 |            |             | 12               |
| <br>CU RC (19 мм)   | 90             |              |   |   |     | NYL 301622 |            |            |             | 12               |
| <br>CU RC (19 мм)   | 45             |              |   |   |     |            | NYL 401620 | NYL 501618 |             | 12               |
| <br>CU RC (26 мм)   | 70             |              |   |   |     | NYL 303328 |            |            |             | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |   |   |            |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                        |                | 2            | 1 | 0 | 2-0        | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |                  |
| ▼ CU RC (26 мм)<br>   | 90             |              |   |   | NYL 201626 |     |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (30 мм)<br>   | 90             |              |   |   | NYL 203232 |     |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (38 мм)<br>   | 90             |              |   |   | NYL 202422 |     |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (45 мм)<br> | 70             |              |   |   | NYL 203336 |     |     |     |     | 12               |

### Нить без иглы

| Длина и описание иглы          | Длина нити, см | Толщина нити |   |           |   |           |     |     |     | Кол-во в коробке |
|--------------------------------|----------------|--------------|---|-----------|---|-----------|-----|-----|-----|------------------|
|                                |                | 3            | 2 | 1         | 0 | 2-0       | 3-0 | 4-0 | 5-0 |                  |
| Лигатура (две нити в блистере) | 76x2           |              |   | NYL 01905 |   | NYL 20903 |     |     |     | 12               |

# FILAPROP™

## Полипропиленовая нить

### Показания к применению

- Закрывание кожных ран (внутрикожно, подкожно)
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Офтальмологические операции
- Нейрохирургия

### Преимущества

- Беспрепятственное прохождение через ткань
- Минимализация острой воспалительной реакции в тканях
- Высокая прочность
- Оптимальные свойства эластичности и удлинения
- Выпускается в упаковке с уменьшением эффекта памяти формы - Less Memory Tray (LMT)



### Краткое описание продукта

Структура : монофиламентная  
Цвет : синяя




Химический состав : полипропилен  
Размеры : USP 10/0 (метрик 0,2) - USP 2 (метрик 5)  
Стерилизация : этиленоксид

1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |   |     |            |            |               |            |            | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|-----|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                        |                | 1            | 0 | 2-0 | 3-0        | 4-0        | 5-0           | 6-0        | 8-0        |                  |
| ● HC RB DN (8 мм)<br>                                 | 75             |              |   |     |            |            |               |            | PPL 802774 | 12               |
| ● HC RB DN (11 мм)<br><br><small>Black Needle</small> | 75             |              |   |     |            |            | PPL 508802 BX |            |            | 12               |
| ● HC RB DN (13 мм)<br>                                | 60             |              |   |     |            |            | PPL 508205    |            |            | 12               |
| ● HC RB DN (13 мм)<br>                              | 75             |              |   |     |            |            | PPL 508710    | PPL 608000 |            | 12               |
| ● HC RB DN (16 мм)<br>                              | 90             |              |   |     |            | PPL 408557 |               |            |            | 12               |
| ⊗ HC TC DN (16 мм)<br>                              | 90             |              |   |     |            |            | PPL 500527    |            |            | 12               |
| ● HC RB DN (17 мм)<br>                              | 90             |              |   |     | PPL 308849 |            | PPL 508756    |            |            | 12               |
| ● HC RB (19 мм)<br>                                 | 75             |              |   |     |            |            | PPL 508881    |            |            | 12               |


### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                     | Длина нити, см | Толщина нити |   |            |            |               |            |     |     | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|------------|------------|---------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                           |                | 1            | 0 | 2-0        | 3-0        | 4-0           | 5-0        | 6-0 | 8-0 |                  |
| ● HC RB (20 мм)<br>      | 90             |              |   |            |            | PPL 408761    |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (20 мм)<br>   | 90             |              |   |            |            | PPL 400539    |            |     |     | 12               |
| ● HC RB (22 мм)<br>      | 75             |              |   |            | PPL 308770 |               |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (22 мм)<br> | 75             |              |   |            | PPL 308771 | PPL 408526 DN |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (26 мм)<br> | 75             |              |   | PPL 208833 |            |               |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (26 мм)<br> | 75             |              |   |            |            |               | PPL 508662 |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC DN (26 мм)<br> | 90             |              |   | PPL 208977 |            |               |            |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (26 мм)<br> | 90             |              |   |            | PPL 308522 | PPL 408521    |            |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |            |           |            |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                | 1            | 0          | 2-0       | 3-0        | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 |                  |
| ● HC RB (26 мм)<br>                                                                                   | 120            |              |            |           | PPL 308392 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br>  | 70             | PPL 01840    |            |           |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br>                                                                                  | 75             |              | PPL 100830 |           |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (30 мм)<br>                                                                                 | 90             |              |            | PPL 20844 |            |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB DN (31 мм)<br>                                                                              | 90             |              |            |           | PPL 309556 |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (37 мм)<br>                                                                                 | 75             |              | PPL 108424 |           |            |     |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC (37 мм)<br>                                                                                 | 75             |              | PPL 102820 |           |            |     |     |     |     | 12               |

### 1/2 круга

| Длина и описание иглы                                                                                         | Длина нити, см | Толщина нити |            |               |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                               |                | 1            | 0          | 2-0           | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 |                  |
| ● HC RB (40 мм)<br><br>HEAVY | 70             | PPL 01843    |            |               |     |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB (40 мм)<br>          | 75             |              | PPL 108434 |               |     |     |     |     |     | 12               |
| ● HC RB EX (40 мм)<br>      | 100            | PPL 018435   |            |               |     |     |     |     |     | 12               |
| ⊕ HC TC DN (40 мм)<br>     | 90             |              |            | PPL 20208 276 |     |     |     |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                      | Длина нити, см | Толщина нити |     |     |     |     |           |            |      | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|------|------------------|
|                                                                                                            |                | 3-0          | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0       | 9-0        | 10-0 |                  |
| ● CU RB DN (5 мм)<br>   | 90             |              |     |     |     |     |           | PPL 902780 |      | 12               |
| ● CU RB DNTN (6 мм)<br> | 60             |              |     |     |     |     | PPL 80812 |            |      | 12               |


### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                             | Длина нити, см | Толщина нити |     |            |           |                     |               |     |             | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|------------|-----------|---------------------|---------------|-----|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                | 3-0          | 4-0 | 5-0        | 6-0       | 7-0                 | 8-0           | 9-0 | 10-0        |                  |
|  CU SM (6,3 мм)<br>             | 90             |              |     |            |           |                     |               |     | PPL 1001777 | 12               |
| ● CU RB DN (6,5 мм)<br>                                                                                          | 60             |              |     |            |           |                     | PPL 808732    |     |             | 12               |
| ● CU RB DN (8 мм)<br>                                                                                            | 60             |              |     |            |           | PPL 70866ML (2нити) | PPL 808741    |     |             | 12               |
| ⊕ CU TC DN (8 мм)<br><br>    | 60             |              |     |            |           |                     | PPL 808101 BL |     |             | 12               |
| ● CU RB DNN1 (8 мм)<br>                                                                                        | 60             |              |     |            |           | PPL 70866           |               |     |             | 12               |
| ● CU RB DNVB (8 мм)<br><br> | 60             |              |     |            |           | PPL 708078 BL       |               |     |             | 12               |
| ● CU RB DN (8 мм)<br>                                                                                          | 60             |              |     |            |           | PPL 708735          | PPL 80876     |     |             | 12               |
| ● CU RB DNC1 (9 мм)<br>                                                                                        | 60             |              |     |            | PPL 60872 | PPL 708702          |               |     |             | 12               |
| ⊕ CU TC DN (9 мм)<br>                                                                                          | 60             |              |     | PPL 508663 |           | PPL 708704          |               |     |             | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                  | Длина нити, см | Толщина нити |     |     |     |               |            |     |     | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|---------------|------------|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                        |                | 2-0          | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0           | 7-0        | 8-0 | 9-0 |                  |
| ● CU RB DN (9.3 мм)<br>                               | 60             |              |     |     |     | PPL 600523    |            |     |     | 12               |
| ⊙ CU TC DN (9.3 мм)<br>                               | 75             |              |     |     |     |               | PPL 708802 |     |     | 12               |
| ● CU RB DN (10 мм)<br><br><small>Black Needle</small> | 75             |              |     |     |     | PPL 608804 BX |            |     |     | 12               |
| ● CU RB DN (11 мм)<br>                              | 60             |              |     |     |     | PPL 608597    |            |     |     | 12               |
| ⊙ CU TC DN (11 мм)<br>                              | 60             |              |     |     |     | PPL 608802    |            |     |     | 12               |
| ⊙ CU TC DN (11 мм)<br>                              | 90             |              |     |     |     |               | PPL 708801 |     |     | 12               |
| ● CU RB DN (13 мм)<br>                              | 60             |              |     |     |     | PPL 60818     | PPL 708725 |     |     | 12               |
| ⊙ CU TC DN (13 мм)<br>                              | 60             |              |     |     |     | PPL 608707    | PPL 708813 |     |     | 12               |

### 3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                                                                                                             | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |            |               |     |     |     | Кол-во в коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                | 2-0          | 3-0        | 4-0        | 5-0        | 6-0           | 7-0 | 8-0 | 9-0 |                  |
| ● CU RB DN (13 мм)<br>                                                                                           | 70             |              |            |            |            | PPL 60829     |     |     |     | 12               |
| ● CU RB (13 мм)<br>                                                                                              | 75             |              |            |            | PPL 508890 |               |     |     |     | 12               |
| ● CU RB DN (13 мм)<br>                                                                                           | 75             |              |            |            | PPL 508721 |               |     |     |     | 12               |
| ● CU RB DVB (13 мм)<br><br> | 75             |              |            |            |            | PPL 608726 BX |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (16 мм)<br>                                                                                            | 45             |              |            | PPL 400525 |            |               |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (19 мм)<br>                                                                                            | 45             |              | PPL 308665 | PPL 408682 |            |               |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (19 мм)<br>                                                                                            | 90             |              |            |            | PPL 508014 |               |     |     |     | 12               |
| ▲ CU CT (22 мм)<br>                                                                                            | 70             |              | PPL 30018  |            |            |               |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (24 мм)<br>                                                                                            | 45             |              | PPL 308684 |            |            |               |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (24 мм)<br>                                                                                            | 75             | PPL 208685   |            |            |            |               |     |     |     | 12               |

3/8 круга

| Длина и описание иглы                                                                                | Длина нити, см | Толщина нити |            |     |     |     |     |     |     | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|                                                                                                      |                | 2-0          | 3-0        | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 |                  |
| ▼ CU RC (26 мм)<br> | 90             |              | PPL 308685 |     |     |     |     |     |     | 12               |
| ▼ CU RC (40 мм)<br> | 90             | PPL 208689   |            |     |     |     |     |     |     | 12               |

# MERICRON XL™

Полиэфирная нить

## Показания к применению

- Сердечно-сосудистые операции
- Офтальмологические операции
- Нейрохирургические операции

## Преимущества

- Более гладкая поверхность нити
- Пониженное сопротивление скольжению узла
- Улучшенная прочность
- Гибкая структура




## Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : зеленая, белая



Химический состав : полиэтилентерефталат  
Покрытие : полибутилат  
Размеры : USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 5 (метрик 7)  
Стерилизация : гамма-излучение

1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                                               | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |              |   |              |              |              |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-----|------------------------|
|                                                                                                                        |                      | 5            | 2 | 1            | 0 | 2-0          | 3-0          | 4-0          | 5-0 |                        |
| ● HC RB (16 мм)<br>                   | 90                   |              |   |              |   |              | ME<br>306759 |              |     | 12                     |
| ● HC RB DN (17 мм)<br>                | 75                   |              |   |              |   |              | ME<br>301056 |              |     | 12                     |
| ⊕ HC TC DN5 (17 мм)<br><br>MULTIPACK | 75                   |              |   |              |   | ME<br>200519 |              |              |     | 6                      |
| ⊕ HC TC (17 мм)<br>                 | 90                   |              |   |              |   | ME<br>617W   |              |              |     | 12                     |
| ● HC RB DN (17 мм)<br>              | 90                   |              |   |              |   | ME<br>206760 |              |              |     | 12                     |
| ● HC RB (20 мм)<br>                 | 75                   |              |   |              |   |              |              | ME<br>406683 |     | 12                     |
| ● HC RB DN (20 мм)<br><br>MULTIPACK | 75                   |              |   |              |   | ME<br>201062 |              |              |     | 6                      |
| ▼ HC RC (22 мм)<br>                 | 75                   |              |   | ME<br>010518 |   |              |              |              |     | 12                     |
| ● HC RB (25 мм)<br>                 | 100                  |              |   |              |   |              | ME<br>655    |              |     | 12                     |

1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                                             | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |            |               |               |              |              |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                      |                      | 5            | 2          | 1             | 0             | 2-0          | 3-0          | 4-0 | 5-0 |                        |
| ⊕ HC TC DN (26 мм)<br><br>MULTIPACK | 75                   |              |            |               |               | ME<br>200873 |              |     |     | 6                      |
| ● HC RB DN (26 мм)<br>              | 90                   |              |            |               |               | ME<br>206767 | ME<br>306522 |     |     | 12                     |
| ▼ HC RC (30 мм)<br>               | 90                   |              |            | ME<br>0132047 |               |              |              |     |     | 12                     |
| ● HC RB (31 мм)<br>               | 75                   |              |            |               | ME<br>1032046 | ME<br>200932 |              |     |     | 12                     |
| ● HC RC (36 мм)<br>               | 90                   |              |            |               | ME<br>844G    |              |              |     |     | 12                     |
| ▼ HC RC (36 мм)<br>               | 90                   |              |            | ME<br>0132050 | ME<br>1032049 |              |              |     |     | 12                     |
| ⊕ HC TC (45 мм)<br><br>MULTIPACK  | 75*4                 |              | ME<br>4843 |               |               |              |              |     |     | 6                      |

# MERICRON XL<sup>TM</sup>

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПОЛИЭСТЕРА)

## 1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                                           | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |            |   |              |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---|--------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                    |                      | 5            | 2          | 1 | 0            | 2-0 | 3-0 |                        |
| ⊕ НС ТС (45 мм)<br>               | 100                  |              | ME<br>643  |   |              |     |     | 12                     |
| ⊕ НС ТС (50 мм)<br>               | 90                   |              |            |   | ME<br>100979 |     |     | 12                     |
| ⊕ НСТС (55 мм)<br>              | 75                   |              | ME<br>466  |   |              |     |     | 12                     |
| ⊕ НСТС (55 мм)<br><br>MULTIPACK | 75*4                 |              | ME<br>4648 |   |              |     |     | 6                      |

## 1 4/ круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                                 | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |   |   |     |     |     |           | Кол-во<br>в<br>коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----------|------------------------|
|                                                                                                          |                      | 5            | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0       |                        |
| ▼ QC SM DN (8 mm)<br> | 45                   |              |   |   |   |     |     |     | ME<br>683 | 12                     |

# MERICRON XL<sup>TM</sup>

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПОЛИЭСТЕРА)

## 3/8 круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                              | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |   |              |              |     |              |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|-----|--------------|-----|------------------------|
|                                                                                                       |                      | 5            | 2 | 1 | 0            | 2-0          | 3-0 | 4-0          | 5-0 |                        |
| ● CU RB (13 мм)<br>  | 90                   |              |   |   |              |              |     | ME<br>406891 |     | 12                     |
| ▼ CU RC (19 мм)<br>  | 45                   |              |   |   |              |              |     | ME<br>400392 |     | 12                     |
| ▼ CU RC (26 мм)<br>  | 45                   |              |   |   |              | ME<br>206664 |     |              |     | 12                     |
| ▼ CU RC (30 мм)<br> | 90                   |              |   |   | ME<br>106680 |              |     |              |     | 12                     |

## Нить без иглы

| Длина и описание<br>иглы | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |              |   |              |     |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|--------------------------|----------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|-----|-----|-----|------------------------|
|                          |                      | 5            | 2 | 1            | 0 | 2-0          | 3-0 | 4-0 | 5-0 |                        |
| Лигатура                 | 250                  |              |   | ME<br>012991 |   | ME<br>201072 |     |     |     | 12                     |

# MERICRON XL™ P

Полиэфирная нить со специализированными овальной формы прокладками, предназначенными для минимизации травмы тканей

## Показания к применению

- Операции по восстановлению и замене клапанов сердца
- Канюляция камер сердца

## Преимущества

- Улучшенная сила
- Устойчивая структура
- Уменьшенное сопротивление при погружении узлов
- Гладкая поверхность нити



## Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная  
Цвет : зеленая, белая



Химический состав : полиэтилентерефталат  
Покрытие : силикон  
Размеры : USP 2-0  
Размер прокладок : овал 6ммх3ммх1.5мм и 3ммх3ммх1.5мм  
Состав прокладок : PTFE  
Стерилизация : гамма-излучение

1/2 круга

| Длина и описание<br>иглы                                                                                                                                                          | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити |   |   |   |              |     |     |     | Кол-во<br>в<br>коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|--------------|-----|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                      | 5            | 2 | 1 | 0 | 2-0          | 3-0 | 4-0 | 5-0 |                        |
|  <p>⊕ HC TC DN TP3 (17 мм)<br/>3х3х1,5мм.<br/>твердые<br/>PTFEпрокладки<br/><b>MULTIPACK</b></p> | 75                   |              |   |   |   | ME<br>200054 |     |     |     | 6                      |
|  <p>⊕ HC TC DN (17 мм)<br/>6х3х1,5мм.<br/>твердые<br/>PTFEпрокладки<br/><b>MULTIPACK</b></p>     | 75                   |              |   |   |   | MME<br>6555  |     |     |     | 6                      |
|  <p>⊕ HC TC DN (25 мм)<br/>6х3х1,5мм.<br/>твердые<br/>PTFEпрокладки<br/><b>MULTIPACK</b></p>    | 75                   |              |   |   |   | MME<br>6577  |     |     |     | 6                      |

# Сводная таблица по нитям

## Рассасывающиеся нити

| Нити Meril                               | Материал               | Структура           | Тип/цвет                 | Профиль сохранения прочности          | Профиль рассасывания |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| MITSU™<br>Нить из полиглактина 910       | полиглактин 910        | плетенаяс покрытием | окрашенная/ неокрашенная | 75% за 14 дней<br>50% за 21 день      | 56 - 70 дней         |
| MITSU FST™<br>Нить из полиглактина 910   | полиглактин 910        | плетенаяс покрытием | неокрашенная             | 50% за 5 дней                         | 42 дня               |
| MEGASORB™ Нить из полигликолевой кислоты | полигликолевая кислота | плетенаяс покрытием | окрашенная/ неокрашенная | 70% за 14 дней<br>50% за 21 день      | 60 - 90 дней         |
| FILAXYN™<br>Полидиоксаноновая нить       | полидиоксанон          | монофиламентная     | окрашенная               | 50%-60% за 28 дней                    | 180 - 220 дней       |
| FILAPRON™<br>Нить из полиглекапрона 25   | полиглекапрон 25       | монофиламентная     | окрашенная               | 60-80% за 7 дней<br>30-40% за 14 дней | 90 - 120 дней        |
|                                          |                        |                     | неокрашенная             | 50-60% за 7 дней<br>20-30% за 14 дней | 90 - 120 дней        |

## Нерассасывающиеся нити

| Нити Meril                         | Материал                  | Структура       | Цвет            |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| FILASILK™<br>Шёлковая нить         | шёлковая                  | плетеная        | черная          |
| FILAMIDE™<br>Нить из полиамида     | полиамид 6–6,6            | монофиламентная | черная / синяя  |
| FILAPROP™<br>Полипропиленовая нить | полипропилен              | монофиламентная | синяя           |
| MERICRON XL™<br>Полиэфирная нить   | Поли (этилен, терефталат) | плетеная        | зеленая / белая |

# MERINEUM™

Сетка из полипропилена/ полилактида-капролактона



Сетка хирургическая MERINEUM™ – стерильная, частично рассасывающаяся, плетеная монофиламентная полипропиленовая сетка для укрепления тканей. Сетка покрыта рассасывающимся полилактид – капролактоном. Полипропиленовая сетка обеспечивает длительное укрепление мягких тканей. Полилактид-капролактон – это биологический рассасывающийся высоко полимерный материал, который работает как адгезивный слой, создавая

барьер между полипропиленовой сеткой и органами брюшной полости, тем самым предотвращая адгезию во время клинического периода заживления ран.

Сетка имеет маркировку «F» на неадгезивной полилактид-капролактонной пленке, которая указывает на лицевую сторону сетки. MERINEUM™ доступен в различных размерах.

## Снабжена синими полосками:

Простота ориентации сетки

## Увеличенный 5 мм барьер:

Предотвращает прилипание сетки к ткани по углам и боковым стенкам

## Защитная рассасывающаяся мембрана, толщиной 5 мм:

Защита от образования спаек в критический период

## Дренажные отверстия:

Обеспечивают своевременный дренаж серомы и способствуют росту фибробластов

|                                                                                     | Код       | Описание                   | шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|
|    | TSM715RE  | 7.6 cm x 15 cm Rectangular | 1     |
|    | TSM1015OV | 10 cm x 15 cm Oval         | 1     |
|    | TSM1515SQ | 15 cm x 15 cm Square       | 1     |
|    | TSM1520RE | 15 cm x 20 cm Rectangular  | 1     |
|    | TSM1520OV | 15 cm x 20 cm Oval         | 1     |
|    | TSM2025OV | 20 cm x 25 cm Oval         | 1     |
|    | TSM10D    | TSM 10D Circular           | 1     |
|    | TSM12D    | TSM 12D Circular           | 1     |
|   | TSM15D    | TSM 15D Circular           | 1     |
|  | TSM20D    | TSM 20D Circular           | 1     |

# FILAPROP™ MESH

## Standard Weight Polypropylene Mesh



FILAPROP MESH – стерильная нерассасывающаяся плетеная монофиламентная полипропиленовая сетка для укрепления тканей. Изделие используется для перекрытия и укрепления травматических или хирургических ран для предоставления дополнительной поддержки во время и после заживле-

ния раны. Сетка остается мягкой и гибкой и обычно не препятствует нормальному заживлению раны. Материал не рассасывается и не подвергается деградации или ослаблению под действием тканевых ферментов.



### **Большой размер пор:**

Хорошее формирование эластичных рубцов

### **Мягкий и податливый:**

Прост в использовании

### **Высокая прочность на разрыв:**

Обеспечивает прочность для качественного восстановления

### **Гибкая и эластичная сетка:**

Восстанавливает первоначальную форму при введении через троакар

|                                                                                     | Код     | Описание                            | шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
|    | PPM510  | Polypropylene Mesh (05 cm X 10 cm)  | 6     |
|    | PPM611  | Polypropylene Mesh (06 cm X 11 cm)  | 6     |
|    | PPM715  | Polypropylene Mesh (7.6 cm X 15 cm) | 6     |
|    | PPM1015 | Polypropylene Mesh (10 cm X 15 cm)  | 1     |
|    | PPM1215 | Polypropylene Mesh (12 cm X 15 cm)  | 1     |
|    | PPM1218 | Polypropylene Mesh (12 cm X 18 cm)  | 1     |
|    | PPM1515 | Polypropylene Mesh (15 cm X 15 cm)  | 1     |
|    | PPM1520 | Polypropylene Mesh (15 cm X 20 cm)  | 1     |
|   | PPM1530 | Polypropylene Mesh (15 cm X 30 cm)  | 1     |
|  | PPM3030 | Polypropylene Mesh (30 cm X 30 cm)  | 1     |

# MIRUS™

## Endoscopic Linear Cutter & Reloads



Эндоскопический сшивающе - режущий аппарат MIRUS™ с уникальной технологией картриджей, которая обеспечивает ступенчатую высоту скоб для различной толщины тканей с адекватным сжатием, минимальным натяжением и оптимальной перфузией.

MIRUS™ Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат - это универсальный аппарат, который может заряжаться как с 45-мм, так и с 60-мм картриджами. Он отличается эргономичным дизайном, точным сочленением бранш и последовательным формированием линии скрепления для герметичного анастомоза.

### Ступенчатая высота скобы:

Адаптация к различной толщине тканей

### Ступенчатый профиль картриджа:

Снижает боковое натяжение

### Универсальные:

Используются с 45-мм и с 60-мм картриджами

### Новый нож при каждой перезарядке:

Точный разрез и предотвращение перекрестного загрязнения

Mirus Endoscopic Linear Cutter :

|                                                                                   | Код    | Описание                                  | шт/уп |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|
|  | MEC065 | Mirus Endoscopic Linear Cutter - Короткий | 1     |
|  | MEC160 | Mirus Endoscopic Linear Cutter - Средний  | 1     |
|  | MEC255 | Mirus Endoscopic Linear Cutter - Длинный  | 1     |

Mirus Endoscopic Linear Cutter Reloads :

|                                                                                     | Код     | Описание                               | Шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
|    | MECRW45 | Vascular Reload, 45mm - Белая          | 6     |
|    | MECRP45 | Medium Thick Reload, 45mm - Фиолетовая | 6     |
|   | MECRW60 | Vascular Reload, 60mm - Белая          | 6     |
|  | MECRP60 | Medium Thick Reload, 60mm - Фиолетовая | 6     |
|  | MECRB60 | Extra Thick Reload, 60mm - Черная      | 6     |


# MIRUS™

## Linear Cutter and Reloads



Линейный сшивающе-режущий аппарат MIRUS™ применяется для разрезания, фиксации и сшивания тканей желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов и других органов. Он оснащен двумя двойными рядами титановых скоб в шахматном порядке с одновременным рассечением и

скреплением ткани. Картриджи к линейному сшивающе-режущему аппарату MIRUS™ доступны длиной 60 мм, 80 мм и 100 мм с двумя различными размерами скоб для ткани различной толщины.



**Новый нож при каждой перезарядке:**  
Точное рассечение

**Rear Hinge Alignment:**  
Простота в обращении  
и манипулировании тканями

**Кнопка раскрытия бранш:**  
Легкость манипуляции

**Двойной рычаг прошивания:**  
Возможность прошивания в любую сторону

## Mirus Linear Cutter :

|                                                                                   | Код    | Описание                           | шт/уп |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
|  | MLC60  | Mirus Disposable Linear Cutter 60  | 1     |
|  | MLC80  | Mirus Disposable Linear Cutter 80  | 1     |
|  | MLC100 | Mirus Disposable Linear Cutter 100 | 1     |

## Mirus Linear Cutter Reloads :

|                                                                                     | Код         | Описание                       | шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
|    | MLCR60-3.8  | Mirus-Linear Cutter Reload 60  | 6     |
|    | MLCR60-4.8  | Mirus-Linear Cutter Reload 60  | 6     |
|   | MLCR80-3.8  | Mirus-Linear Cutter Reload 80  | 6     |
|  | MLCR80-4.8  | Mirus-Linear Cutter Reload 80  | 6     |
|  | MLCR100-3.8 | Mirus-Linear Cutter Reload 100 | 6     |
|  | MLCR100-4.8 | Mirus-Linear Cutter Reload 100 | 6     |


# MIRUS™

## Linear Stapler and Reloads



Линейный степлер MIRUS™ с картриджами применяется на желудочно-кишечном тракте, легких и бронхах для закрытия и рассечения тканей. Аппарат располагает двумя рядами скоб, расположенных в шахматном порядке. Перезаряжаемый линей-

ный степлер MIRUS™ и картриджи к нему доступны в следующих размерах: 30 мм, 45 мм, 60 мм и 90 мм с двумя вариантами высоты скоб под различную толщину тканей.



### Двухфункциональная ручка:

Сжатие тканей и прошивание

### Ручка для выдвижения штифта:

Простота размещение тканей

### Фиксирующий штифт для ткани:

Предотвращает выскальзывание ткани

### Направляющая для рассечения:

Для безопасной и точной работы

## Mirus Linear Stapler:

|                                                                                   | Код    | Описание                     | шт/уп |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|
|  | MALS30 | Mirus Auto Linear Stapler 30 | 1     |
|  | MALS45 | Mirus Auto Linear Stapler 45 | 1     |
|  | MALS60 | Mirus Auto Linear Stapler 60 | 1     |
|  | MALS90 | Mirus Auto Linear Stapler 90 | 1     |

## Mirus Linear Stapler Reloads:

|                                                                                     | Код        | Описание                            | шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|
|    | MLSR30-3.5 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 30 | 6     |
|   | MLSR30-4.8 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 30 | 6     |
|  | MLSR45-3.5 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 45 | 6     |
|  | MLSR45-4.8 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 45 | 6     |
|  | MLSR60-3.5 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 60 | 6     |
|  | MLSR60-4.8 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 60 | 6     |
|  | MLSR90-3.5 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 90 | 6     |
|  | MLSR90-4.8 | Mirus Auto Linear Stapler Reload 90 | 6     |

# MIRUS™

## Circular Stapler



Циркулярный степлер MIRUS™ применяется во всех отделах желудочно-кишечного тракта для создания анастомозов при различных операциях на желудочно-кишечном тракте. Конструкция обеспечивает достаточный просвет при различных диаметрах разрезов от 12 мм до 22 мм. Технология регулировки высоты скобы обеспечивает минимальное натяжение ткани и контролируемое сжатие, а также надежную

тактильную и звуковую обратную связь.

Циркулярный степлер MIRUS™ доступен в обычном 2-рядном исполнении и в новой 3-рядной линейке для скрепления. Конструкция из 3 рядов предусматривает дополнительный третий ряд скоб, обеспечивающих безопасность и адекватный гемостаз.

### Шкала компрессии ткани:

Визуальная обратная связь во время прошивания

### Регулируемая высота скобы:

Позволяет использовать аппарат на тканях различной толщины

### Ручка закрытия:

Регулируемое сжатие и тактильная обратная связь

### Белая прорезиненная прокладка:

Отчетливая звуковая обратная связь

Mirus Circular Stapler - 3 Ряда :

|                                                                                   | Код      | Описание                                  | Шт/уп |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|
|  | MCS-21R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 21 | 1     |
|  | MCS-24R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 24 | 1     |
|  | MCS-25R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 25 | 1     |
|  | MCS-26R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 26 | 1     |
|  | MCS-29R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 29 | 1     |
|  | MCS-31R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 31 | 1     |
|  | MCS-32R3 | Mirus Disposable Circular Stapler 3row 32 | 1     |

Mirus Circular Stapler - 2 Ряда :

|                                                                                     | Product Code | Product Description                  | Units/ Box |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
|  | MCS-19       | Mirus Disposable Circular Stapler 19 | 1          |
|  | MCS-21       | Mirus Disposable Circular Stapler 21 | 1          |
|  | MCS-24       | Mirus Disposable Circular Stapler 24 | 1          |
|  | MCS-25       | Mirus Disposable Circular Stapler 25 | 1          |
|  | MCS-26       | Mirus Disposable Circular Stapler 26 | 1          |
|  | MCS-29       | Mirus Disposable Circular Stapler 29 | 1          |
|  | MCS-32       | Mirus Disposable Circular Stapler 32 | 1          |


# MIRUS™

## Hemorrhoids Stapler



Геморроидальный степлер MIRUS™ используется при хирургическом лечении выпадающих геморроидальных узлов путем трансанального сшивания и резекции. Это полный набор для малоинвазив-

ной процедуры при выпадающем геморрое, который включает в себя циркулярный анальный расширитель, аноскоп, устройство для продевания нитей, обтуратор и аппарат для наложения шва.



### **Индикатор сжатия тканей:**

Регулируемая высота скобы (от 0,75 мм до 1,5 мм)

### **Канал:**

Контролируемое вытягивание и равномерное иссечение узлов

### **Наконечник и стержень:**

Фиксирующий стержень из нержавеющей стали повышает механическую прочность

### **Безопасность:**

Предотвращение случайного прошивания

Mirus Hemorrhoids Stapler - 3 Rows :

|                                                                                   | Product Code | Product Description                          | Units/ Box |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|
|  | MPPH34R3     | Mirus Disposable Hemorrhoids Stapler 3Row 34 | 1          |

Mirus Hemorrhoids Stapler - 2 Ряда :

|                                                                                   | Код    | Описание                                | шт/уп |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|
|  | MPPH32 | Mirus Disposable Hemorrhoids Stapler 32 | 1     |
|  | MPPH34 | Mirus Disposable Hemorrhoids Stapler 34 | 1     |


# MIRUS™

## Disposable Skin Stapler



Одноразовый кожный степлер MIRUS™ со скобами из нержавеющей стали 316L. Применяется в абдоминальных, гинекологических, ортопедических и торакальных операциях для зашивания кожи. Кроме того,

его можно использовать для различных видов зашивания кожи. После сближения и заживления раны эти скобы из нержавеющей стали удаляются.



### Эргономичный дизайн:

Удобно держать при использовании

### Оптимальная длина ножки:

Для тканей любой толщины

### Прозрачный корпус с индикатором:

Позволяет четко видеть картридж со скобами

### Оптимальная длина скобы:

Обеспечивает надежную аппроксимацию ран

|                                                                                     | Код   | Описание           | Шт/уп |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
|  | MSS35 | Mirus Skin Stapler | 6     |







КОНТАКТЫ:

medtexresurs.ru  
info@medtexresurs.ru  
8 (800) 600-55-21  
8 (812) 642-02-42

ООО «МЕДТЕХ РЕСУРС»

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург,  
ул. Стародеревенская, д. 11 к. 2, лит. А, помещ. 264  
Фактический адрес: 197374, Санкт-Петербург,  
ул. Стародеревенская, д. 11 к. 2, лит. А, помещ. 264  
ИНН 7839465793 КПП 781401001  
ОГРН 1127847390461 ОКПО 09582156

